

Catálogo de Produtos
Conexão Cônica

A visão da MIS, em se tornar a escolha preferida dos dentistas em todo o mundo, simplificado-o, tem guiado a empresa neste caminho. Através do pensamento criativo, paixão e persistência, orientada para ser a melhor, mantendo seus valores fundamentais, a MIS Implants Technologies Ltd. evoluiu para o centro de inovação de conhecimento que é hoje e está construindo seu futuro por meio da excelência.

Neste catálogo, você encontrará a ampla variedade de implantes MIS e seus componentes e ferramentas protéticas correspondentes.

O Sistema de Qualidade MIS segue os padrões de qualidade internacionais: ISO 13485: 2016 - Sistema de Gerenciamento de Qualidade para Dispositivos Médicos e Diretriz para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Por favor, note que nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países/regiões.

As instruções de uso para os produtos MIS podem ser encontradas em: <http://www.dentsplysirona.com/pt-br>. É necessário o Adobe Acrobat para ler as instruções na página da web. Este software pode ser adquirido gratuitamente no site da Adobe.



Mais informações podem ser adicionadas às descrições dos produtos sem aviso prévio.
© MIS Implants Technologies Ltd. Todos os direitos reservados.

Catálogo de Produtos

Conexão Cônica

ÍNDICE



4 - 23.

SISTEMAS DE IMPLANTES

Implante V3	6
Implante C1	14
Implantes B+	22



24 - 51.

FERRAMENTAS E KITS

Brocas de Marcação	26
Brocas Piloto, Irrigação Externa	27
Brocas Helicoidais, Irrigação Externa	28
Countersinks	29
Ferramentas de Inserção V3	30
Ferramentas de Inserção C1	32
Ferramentas Cirúrgicas	34
Instrumentos Protéticos	36
Kit Cirúrgico de Conexão Cônica	39
Kit Perfurador Ósseo, Conexão Cônica	44
Kit de Stoppers de Broca, SP	45
Kit de Stoppers de Broca, Baseados em Profundidade	46
Kit Compressão Óssea	47
Kit de Ferramentas Protéticas	49



52 - 79.

OPÇÕES PROTÉTICAS

Análogos e Copings de Impressão	54
Pilares Provisórios	56
Sistema CONNECT	58
Sistema Multi-Unit	63
UCLAs de Ouro	66
Sistema EZ-Base	67
Ti-Bases	68
Kit de Scan Posts	70
Análogos para Modelos Digitais	71
Pilares Cimentáveis	72
Pilares de Cimentação	74
CPK - Kit Protético Completo	75



80 - 91.

MGUIDE - ODONTOLOGIA DIGITAL


Guia Cirúrgica MGUIDE Personalizada	81
Kit Cirúrgico MGUIDE	82
Kit Cirúrgico MGUIDE, Anilha Estreita	87



92 - 98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Brocas Piloto, Irrigação Externa	93
Brocas Helicoidais, Irrigação Externa	94
Componentes Restauradores	95
Composição da Liga	96



SISTEMAS DE IMPLANTES


MIS orgulhosamente apresenta uma ampla gama de sistemas de implantes, oferecendo soluções simples para uma grande variedade de cenários clínicos, dos básicos aos complexos. Nossos implantes são o resultado de processos de P&D de altíssimo nível, resultando em sistemas de implantes que são simples, porém oferecem funcionalidade e características de performance adicionais. Os implantes MIS são feitos de uma liga de titânio cirúrgico biocompatível, com uma superfície de altíssima qualidade. Eles são tratados com jateamento de grãos de areia e condicionamento ácido, para promover uma limpeza extraordinária e facilitar uma osseointegração duradoura.





Sistemas de Implantes

Implante V3 Conexão Cônica Ø3,30 NP



Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



CN-H0333
CN-H0433
CN-H0533
CN-H0633
CN-H0833



CN-HS340
CN-HS440
CN-HS540
CN-HS640
CN-HS840



CN-HA248
CN-HA348
CN-HA448
CN-HA548
CN-HA648
CN-HA848




Parafuso de Cobertura

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	V3-10330	Ø3,30 L=10	Implante conexão cônica V3, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-11330	Ø3,30 L=11,5	Implante conexão cônica V3, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-13330	Ø3,30 L=13	Implante conexão cônica V3, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-16330	Ø3,30 L=16	Implante conexão cônica V3, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø3,30mm

			TIPO DE OSSO		Torque Máximo: 45Ncm
Velocidade de Perfuração (RPM)	800- 1000	600- 800	Duro 1 e 2 200-400	Mole 3 e 4 200-400	
Diâmetro	Ø1,90	Ø2,40	Ø2,40	Broca de finalização	Ø3,30
			Broca de finalização	Broca de finalização	




i A sequência de perfuração é ilustrada usando implante dd 1,5 mm.
Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e experiência profissional do cirurgião.



Sistemas de Implantes

Implante V3
Conexão Cônica
Ø3,90 SP




Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



CS-H0339
CS-H0439
CS-H0539
CS-H0639
CS-H0839



CS-HS248
CS-HS348
CS-HS448
CS-HS548
CS-HS648
CS-HS848



VS-HS358
VS-HS458
VS-HS558
VS-HS658
VS-HS858





Parafuso de Cobertura





Sistemas de Implantes

Implante V3
Conexão Cônica
Ø4,30 SP



Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	V3-08430	Ø4,30 L=8	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-10430	Ø4,30 L=10	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-11430	Ø4,30 L=11,5	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-13430	Ø4,30 L=13	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-16430	Ø4,30 L=16	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø4,30mm

Velocidade de Perfuração (RPM)							TIPO DE OSSO		Torque Máximo: 60Ncm
	800-1000	600-800		450-650	350-550		Duro 1 e 2	Mole 3 e 4	
							200-400	200-400	
Diâmetro	Ø1,90	Ø2,40	Ø2,40	Ø3	Ø3,50	Ø3,50	Broca de finalização	Broca de finalização	Ø4,30





i A sequência de perfuração é ilustrada usando implante de 1,5 mm.
Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e experiência profissional do cirurgião.




Sistemas de Implantes


Implante V3
Conexão Cônica
Ø5 SP




Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



CS-H0339
CS-H0439
CS-H0539
CS-H0639
CS-H0839



CS-HS248
CS-HS348
CS-HS448
CS-HS548
CS-HS648
CS-HS848



VS-HS358
VS-HS458
VS-HS558
VS-HS658
VS-HS858



Parafuso de Cobertura

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	V3-08500	Ø5 L=8	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-10500	Ø5 L=10	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-11500	Ø5 L=11,5	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-13500	Ø5 L=13	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3-16500	Ø5 L=16	Implante conexão cônica V3, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø5mm

Velocidade de Perfuração (RPM)								TIPO DE OSSO		Torque Máximo: 60Ncm
	800-1000	600-800		450-650	350-550	300-500		Duro 1 e 2	Mole 3 e 4	
Diâmetro	Ø1,90	Ø2,40	Ø2,40	Ø3	Ø3,50	Ø4	Ø4	200-400	200-400	Ø5
								Broca de finalização	Broca de finalização	





i A sequência de perfuração é ilustrada usando implante de 1,5 mm.
Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e experiência profissional do cirurgião.






Sistemas de Implantes

Implante C1
Conexão Cônica
Ø3,30 NP




Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	C1-10330	Ø3,30 L=10	Implante conexão cônica C1, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-11330	Ø3,30 L=11,5	Implante conexão cônica C1, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-13330	Ø3,30 L=13	Implante conexão cônica C1, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-16330	Ø3,30 L=16	Implante conexão cônica C1, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø3,30mm





i Não use a broca de finalização para osso tipo 4. A sequência de perfuração é ilustrada usando implantes de 3,3mm. Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e a experiência profissional do cirurgião.





Sistemas de Implantes

Implante C1
Conexão Cônica
Ø3,75 SP




Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	C1-08375	Ø3,75 L=8	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-10375	Ø3,75 L=10	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-11375	Ø3,75 L=11,5	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-13375	Ø3,75 L=13	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-16375	Ø3,75 L=16	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø3,75mm





i Não use a broca de finalização para osso tipo 4. A sequência de perfuração é ilustrada usando implantes de Ø3mm. Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e a experiência profissional do cirurgião.



Sistemas de Implantes

Implante C1
Conexão Cônica
Ø4,20 SP



Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	C1-08420	Ø4,20 L=8	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-10420	Ø4,20 L=10	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-11420	Ø4,20 L=11,5	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-13420	Ø4,20 L=13	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-16420	Ø4,20 L=16	Implante conexão cônica C1, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø4,20mm





i Não use a broca de finalização para osso tipo 4. A sequência de perfuração é ilustrada usando implantes de Ø3mm. Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e a experiência profissional do cirurgião.



Sistemas de Implantes

Implante C1
Conexão Cônica
Ø5 WP



Parafuso de Cobertura
e Cicatrizadores:



CW-HA263
CW-HA363
CW-HA563



CW-HS355
CW-HS455
CW-HS555
CW-HS655




Parafuso de Cobertura

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	C1-08500	Ø5 L=8	Implante conexão cônica C1, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-10500	Ø5 L=10	Implante conexão cônica C1, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-11500	Ø5 L=11,5	Implante conexão cônica C1, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-13500	Ø5 L=13	Implante conexão cônica C1, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1-16500	Ø5 L=16	Implante conexão cônica C1, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK

L = Comprimento

Procedimento de Implante de Ø5mm




i Não use a broca de finalização para osso tipo 4. A sequência de perfuração é ilustrada usando implantes de 3mm. Procedimentos recomendados pela MIS não substituem o julgamento e a experiência profissional do cirurgião.



Sistemas de Implantes

Implantes B+



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	O item inclui
	V3B-10330	Ø3,30, L=10	Implante conexão cônica V3 B+, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3B-11330	Ø3,30, L=11,5			
	V3B-13330	Ø3,30, L=13			
	V3B-16330	Ø3,30, L=16			
	V3B-08390	Ø3,90, L=8	Implante conexão cônica V3 B+, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3B-10390	Ø3,90, L=10			
	V3B-11390	Ø3,90, L=11,5			
	V3B-13390	Ø3,90, L=13			
	V3B-16390	Ø3,90, L=16			
	V3B-08430	Ø4,30, L=8	Implante conexão cônica V3 B+, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3B-10430	Ø4,30, L=10			
	V3B-11430	Ø4,30, L=11,5			
	V3B-13430	Ø4,30, L=13			
	V3B-16430	Ø4,30, L=16			
	V3B-08500	Ø5, L=8	Implante conexão cônica V3 B+, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização
	V3B-10500	Ø5, L=10			
	V3B-11500	Ø5, L=11,5			
	V3B-13500	Ø5, L=13			
	V3B-16500	Ø5, L=16			
	C1B-10330	Ø3,30, L=10	Implante conexão cônica C1 B+, NP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1B-11330	Ø3,30, L=11,5			
	C1B-13330	Ø3,30, L=13			
	C1B-16330	Ø3,30, L=16			
	C1B-08375	Ø3,75, L=8	Implante conexão cônica C1 B+, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1B-10375	Ø3,75, L=10			
	C1B-11375	Ø3,75, L=11,5			
	C1B-13375	Ø3,75, L=13			
	C1B-16375	Ø3,75, L=16			
	C1B-08420	Ø4,20, L=8	Implante conexão cônica C1 B+, SP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1B-10420	Ø4,20, L=10			
	C1B-11420	Ø4,20, L=11,5			
	C1B-13420	Ø4,20, L=13			
	C1B-16420	Ø4,20, L=16			
	C1B-08500	Ø5, L=8	Implante conexão cônica C1 B+, WP	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Parafuso de Cobertura Broca de finalização Pilar temporário PEEK
	C1B-10500	Ø5, L=10			
	C1B-11500	Ø5, L=11,5			
	C1B-13500	Ø5, L=13			
	C1B-16500	Ø5, L=16			

L = Comprimento



FERRAMENTAS E KITS

MIS oferece uma grande variedade de instrumentos cirúrgicos e ferramentas inovadoras para garantir procedimentos cirúrgicos precisos e simplificados. A seleção incorpora uma ampla variedade de brocas, medidores de profundidade, chaves, catracas e ferramentas de inserção.

Os Kits Cirúrgicos MIS trazem todas as ferramentas CORRETAS para cada procedimento de implante que você possa precisar em pacotes convenientes, precisos e de qualidade, tornando cada tarefa e cirurgia mais simples e seguras o possível para os pacientes. Todos os kits possuem um design ergonômico permitindo abertura fácil, com uma mão.

Kits de ferramentas protéticas e todos os produtos complementares incluídos ajudam a garantir o resultado oferecendo soluções para as necessidades dos pacientes, tanto funcionais como estéticas.





Ferramentas e Kits

Brocas de Marcação



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-SMD10	L=30	Broca lança	Aço Inoxidável	 
	MT-PDM24	Ø2,40 L=32	Broca de Marcação	Aço Inoxidável	 
	MT-PD440	Ø4 L=32,7	Broca de Marcação	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Brocas Piloto, Irrigação Externa



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-P2408	Ø2,40/2,0 L=28	Broca piloto helicoidal com stopper para implantes de 8mm de comprimento	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-P2410	Ø2,40/2,0 L=28	Broca piloto helicoidal com stopper para implantes de 10mm de comprimento	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-P2411	Ø2,40/2,0 L=33	Broca piloto helicoidal com stopper para implante de 11,5mm de comprimento	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-P2413	Ø2,40/2,0 L=33	Broca piloto helicoidal com stopper para implantes de 13mm de comprimento	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-P2416	Ø2,40/2,0 L=37,5	Broca piloto para implante de 16 mm de comprimento	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Brocas Helicoidais, Irrigação Externa



Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
 CT-TDC30	Ø3/2,40 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
 CT-TDC35	Ø3,50/3 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
 CT-TDC40	Ø4/3,50 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
 CT-TDC45	Ø4,50/4 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Countersinks



Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
 MT-CSN33	Ø3,30 L=31	Countersink, NP	Aço Inoxidável	 
 MT-GDN33	Ø3,75/4,20 L=26	Countersink, SP	Aço Inoxidável	 
 MT-GDN50	Ø5/6 L=26,8	Countersink, WP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Ferramentas de Inserção V3



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-NLM30	L=29	Chave de inserção longa V3 para motor, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-NSM30	L=25	Chave de inserção curta V3 para motor, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-NLR30	L=32,4	Chave de inserção longa V3 para catraca, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-NSR30	L=25	Chave de inserção curta V3 para catraca, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	CT-SLM30	L=29	Chave de inserção longa V3 para motor, SP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-SSM30	L=25	Chave de inserção curta V3 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLR30	L=32,4	Chave de inserção longa V3 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSR30	L=22,3	Chave de inserção curta V3 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento

2 Plataformas V3



Plataforma Narrow



Plataforma Standard



Ferramentas e Kits

Ferramentas de Inserção C1



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-NLR10	L=32	Chave de inserção longa C1 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NSR10	L=24,5	Chave de inserção curta C1 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NLI10	L=32	Chave de inserção longa C1 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NSI10	L=24,5	Chave de inserção curta C1 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLR10	L=33	Chave de inserção longa C1 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSR10	L=23	Chave de inserção curta C1 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-SLI10	L=33	Chave de inserção longa C1 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSI10	L=25,5	Chave de inserção curta C1 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-WLR10	L=33	Chave de inserção longa C1 para catraca, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WSR10	L=23	Chave de inserção curta C1 para catraca, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WLI10	L=33	Chave de inserção longa C1 para motor, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WSI10	L=25,5	Chave de inserção curta C1 para motor, WP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento


3 Plataformas C1



Plataforma Narrow



Plataforma Standard



Plataforma Wide





Ferramentas e Kits

Ferramentas
Cirúrgicas



Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
 MT-BT20	Ø1,40 L=100	Sonda de profundidade do local do implante	Aço Inoxidável	 
 MT-RDE30	L=32	Chave hexagonal extra longa	Aço Inoxidável	
 MT-RDL30	L=27	Chave hexagonal longa	Aço Inoxidável	 
 MT-RDS30	L=21,3	Chave hexagonal curta	Aço Inoxidável	 
 MT-RDM30	L=11,5	Chave hexagonal extra curta	Aço Inoxidável	

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-DE001	L=24	Extensor de broca	Aço Inoxidável	 
	MT-RE172	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna	Titânio	 
	MT-RE160	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna, NP	Titânio	 
	MT-PP240	Ø2,40-3 L=24	Guia de paralelismo	Aço Inoxidável	
	MT-LM005	L=30	Adaptador de motor longo hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	 
	MT-SM005	L=24	Adaptador de motor curto hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	
	MT-SRA10	L=15,5	Conexão quadrada p/ adaptador de catraca	Aço Inoxidável	
	MT-TP500	Ø4,50 L=28	Perfurador de tecido	Aço Inoxidável	
	MT-RT070	L=95	Catraca com torquímetro		 
	MT-RI030	L=84	Catraca monobloco		 
	MT-RA480	L=7,5	Adaptador de catraca hexagonal	Aço Inoxidável	



Ferramentas e Kits

Instrumentos Protéticos



	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-IT100	L=16,5	Chave para coping de impressão para moldeira fechada	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-LM005	L=30	Adaptador de motor longo hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-SM005	L=24	Adaptador de motor curto hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-MSD20	L=140	Chave manual universal	Aço Inoxidável + Alumínio	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-HTS10	L=142,5	Chave de fenda hexagonal para laboratório	Aço Inoxidável + Plástico	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-RB225	L=22	Chave de pilar attachment bola	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-NB225	L=22	Chave de pilar attachment bola	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-RDE30	L=32	Chave hexagonal extra longa	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-RDL30	L=27	Chave hexagonal longa	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-RDS30	L=21,3	Chave hexagonal curta	Aço Inoxidável	 
	MT-RDM30	L=11,5	Chave hexagonal extra curta	Aço Inoxidável	
	MT-RE172	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna	Titânio	 
	MT-RE160	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna, NP	Titânio	 
	MT-MURL2	L=21	Chave longa de catraca Multi Unit	Aço Inoxidável	 
	MT-MURS2	L=16	Chave curta de catraca Multi Unit	Aço Inoxidável	
	MT-MUML2	L=31	Chave longa de motor reta Multi Unit	Aço Inoxidável	 
	MT-MUMS2	L=24	Chave curta de motor reta Multi Unit	Aço Inoxidável	
	MT-RA480		Adaptador de catraca hexagonal	Aço Inoxidável	
	MT-CLM21	L=27,5	Chave de inserção de motor longa CONNECT	Aço Inoxidável	
	MT-CSM21	L=23,7	Chave de inserção de motor curta CONNECT	Aço Inoxidável	
	MT-CLR21	L=31,6	Chave de inserção longa para catraca CONNECT	Aço Inoxidável	

L = Comprimento

Instrumentos Protéticos

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-CSR21	L=21,6	Chave de inserção curta para catraca CONNECT	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-RSD19	L=19	Chave de catraca de torque curta LOCKiT	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-RSD24	L=24	Chave de catraca longa LOCKiT	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-ELM10	L=30	Chave de motor longa para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-ESM10	L=24	Chave de motor curta para parafuso de canal angulado	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-ELR10	L=22,5	Chave de catraca longa para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-ESR10	L=18,7	Chave de catraca curta para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	MT-LOC10	Ø7,8 L=86	Ferramenta LOCKiT Core Tool	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-TSD10	L=50	Chave para protetor de esfera em titânio	Aço Inoxidável	VENDA SEPARADA
	ET-IT002		Ferramenta de mão OT-Equator		DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MT-RI040	L=95	Catraca com torquímetro para parafusos protéticos		DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Kit Cirúrgico de Conexão Cônica

MK-T051

Kit cirúrgico de conexão cônica



Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
----------	----------------	-----------	----------	---------



MT-SMD10

L=30

Broca lança

Aço Inoxidável

DENTRO DO KIT

VENDA SEPARADA



MT-PDM24

Ø2,4
L=32

Broca de Marcação

Aço Inoxidável

DENTRO DO KIT

VENDA SEPARADA



MT-PD440

Ø4
L=32,7

Broca de Marcação

Aço Inoxidável

DENTRO DO KIT

VENDA SEPARADA



CT-P2408

Ø2,4/2,0
L=28

Broca piloto helicoidal com stopper para implante de 8mm de comprimento

Aço Inoxidável


DENTRO DO KIT

VENDA SEPARADA

L = Comprimento

Kit Cirúrgico de Conexão Cônica

	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-P2410	Ø2,4/2,0 L=28	Broca piloto helicoidal com stopper para implante de 10mm de comprimento	Aço Inoxidável	 
	CT-P2411	Ø2,4/2,0 L=33	Broca piloto helicoidal com stopper para implante de 11,5mm de comprimento	Aço Inoxidável	 
	CT-P2413	Ø2,4/2,0 L=33	Broca piloto helicoidal com stopper para implante de 13mm de comprimento	Aço Inoxidável	 
	CT-P2416	Ø2,4/2,0 L=37,5	Broca piloto para implante de 16 mm de comprimento	Aço Inoxidável	 
	CT-BTC24	Ø2,4 L=28,5	Medidor de Profundidade	Titânio	 
	CT-BTC30	Ø3 L=28,5	Medidor de Profundidade	Titânio	 
	CT-BTC35	Ø3,5 L=28,5	Medidor de Profundidade	Titânio	 
	CT-BTC40	Ø4 L=28,5	Medidor de Profundidade	Titânio	 
	CT-TDC30	Ø3/2,4 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
	CT-TDC35	Ø3,5/3 L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
	CT-TDC40	Ø4/3. L=37,5	Broca helicoidal, irrigação externa	Aço Inoxidável	 
	MT-CSN33	Ø3,3 L=31	Countersink, NP	Aço Inoxidável	 

	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-GDN33	Ø3,75/4,2 L=26	Countersink, SP	Aço Inoxidável	 
	MT-GDN50	Ø5/6 L=26,8	Countersink, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-NLM30	L=29	Chave de inserção longa V3 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NLR30	L=32,4	Chave de inserção longa V3 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NSM30	L=25	Chave de inserção curta V3 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NSR30	L=25	Chave de inserção curta V3 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLM30	L=29	Chave de inserção longa V3 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLR30	L=32,4	Chave de inserção longa V3 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSM30	L=25	Chave de inserção curta V3 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSR30	L=22,3	Chave de inserção curta V3 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-NLI10	L=32	Chave de inserção longa C1 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NLR10	L=32	Chave de inserção longa C1 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento

Kit Cirúrgico de
Conexão Cônica

	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-NSI10	L=24,5	Chave de inserção curta C1 para motor, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-NSR10	L=24,5	Chave de inserção curta C1 para catraca, NP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLI10	L=33	Chave de inserção longa C1 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SLR10	L=33	Chave de inserção longa C1 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSI10	L=25,5	Chave de inserção curta C1 para motor, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-SSR10	L=23	Chave de inserção curta C1 para catraca, SP	Aço Inoxidável	 
	CT-WLI10	L=33	Chave de inserção longa C1 para motor, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WLR10	L=33	Chave de inserção longa C1 para catraca, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WSI10	L=25,5	Chave de inserção curta C1 para motor, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-WSR10	L=23	Chave de inserção curta C1 para catraca, WP	Aço Inoxidável	 
	MT-RE160	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna, NP	Titânio	 
	MT-RE172	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna	Titânio	 

L = Comprimento


	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-DE001	L=24	Extensor de broca	Aço Inoxidável	 
	MT-RDL30	L=27	Chave hexagonal longa	Aço Inoxidável	 
	MT-RDS30	L=21,3	Chave hexagonal curta	Aço Inoxidável	 
	MT-BT120	Ø1,40 L=100	Sonda de profundidade do local do implante	Aço Inoxidável	 
	MT-RT070	L=95	Catraca com torquímetro		 

L = Comprimento



6

Opções de Posicionamento - Medidor de Profundidade





Ferramentas e Kits

Kit Perfurador Ósseo, Conexão Cônica

MK-0060
Kit Perfurador Ósseo



	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CT-BP320	Ø3,20 L=28,4	Perfurador ósseo, conexão cônica, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	CT-BP355	Ø3,55 L=28,4	Perfurador ósseo, conexão cônica, SP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	CT-BP460	Ø4,60 L=28,4	Perfurador ósseo, conexão cônica, WP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	CT-BGP32	Ø3,20 L=11,7	Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, NP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	CT-BGP35	Ø3,55 L=11,7	Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, SP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	CT-BGP46	Ø4,60 L=11,7	Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, WP	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Kit de Stoppers de Broca, SP

Seguindo o uso de brocas piloto baseadas em comprimento MIS, o Kit de Stopper C1 SP garante a perfuração na profundidade exata desejada. O kit inclui os comprimentos de implante mais comumente usados: 8, 10, 11,5 e 13 mm. Os kits de Stopper de Brocas são adequados para sistemas de implante de conexão cônica V3 e C1.



Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
----------	----------------	-----------	----------	---------



MK-BC101

Kit de stoppers de broca, conexão cônica, plataforma standard

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Kit de Stoppers de Broca, Baseados em Profundidade

MK-CDS(08-13)
Kit stoppers de broca



	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MK-CDS08	L=8	Kit de stoppers de broca para implante de 8mm de comprimento, conexão cônica		
	MK-CDS10	L=10	Kit de stoppers de broca para implante de 10mm de comprimento, conexão cônica		
	MK-CDS11	L=11,5	Kit de stoppers de broca para implante de 11,5mm de comprimento, conexão cônica		
	MK-CDS13	L=13	Kit de stoppers de broca para implante de 13mm de comprimento, conexão cônica		

L = Comprimento



Ferramentas e Kits

Kit Compressão Óssea



MK-0020
Kit Compressão Óssea



	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MO-CO160	Ø1,80/2,90 L=25	Parafuso de compressão convexo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-CO200	Ø2,30/3,30 L=25	Parafuso de compressão convexo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-CO240	Ø2,70/3,70 L=25	Parafuso de compressão convexo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-CO280	Ø3,10/4,50 L=25	Parafuso de compressão convexo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-SO300	Ø3 L=25	Parafuso de seio côncavo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-SO350	Ø3,50 L=25	Parafuso de seio côncavo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT
	MO-SO400	Ø4 L=25	Parafuso de seio côncavo	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT

L = Comprimento

Kit Compressão Óssea


	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-SMD10	L=30	Broca lança	Aço Inoxidável	 
	MT-HSI10	L=24,40	Chave de inserção curta de motor, hex. interna	Aço Inoxidável	 
	MT-HLI10	L=28,20	Chave de inserção longa de motor, hex. interna	Aço Inoxidável	 
	MT-SRH20	L=22,30	Chave de inserção curta de catraca, hex. interna	Aço Inoxidável	 
	MT-LRH20	L=32,30	Chave de inserção longa de catraca, hex. interna	Aço Inoxidável	 
	MT-RI030	L=84	Catraca monobloco		 

L = Comprimento




2

Procedimentos Cirúrgicos



Compressão Óssea



Levantamento de Seio



Ferramentas e Kits

Kit de Ferramentas Protéticas

MK-0039
Kit de Ferramentas Protéticas



	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-RDS30	L=21,3	Chave hexagonal curta	Aço Inoxidável	
	MT-RDL30	L=27	Chave hexagonal longa	Aço Inoxidável	
	MT-SM005	L=24	Adaptador de motor curto hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	
	MT-LM005	L=30	Adaptador de motor longo hex. de 1,2 mm	Aço Inoxidável	
	MT-MURL2	L=21	Chave longa de catraca Multi Unit	Aço Inoxidável	

L = Comprimento

Kit de Ferramentas Protéticas

	Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-MUML2	L=31	Chave longa de motor reta Multi Unit	Aço Inoxidável	 
	MT-RE172	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna	Titânio	 
	MT-RE160	L=28,5	Extrator de pilar de conexão interna, NP	Titânio	 
	MT-RSD19	L=19	Chave de catraca de torque curta LOCKiT	Aço Inoxidável	 
	MT-RSD24	L=24	Chave de catraca longa LOCKiT	Aço Inoxidável	 
	MT-RB225	L=22	Chave de pilar attachment bola	Aço Inoxidável	 
	MT-UN002	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, hexagono interno, NP	Aço Inoxidável	 
	MT-US002	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, hexagono interno, SP	Aço Inoxidável	 
	MT-UW002	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, hexagono interno, WP	Aço Inoxidável	 
	CT-UN001	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, conexão cônica, NP	Aço Inoxidável	
	CT-US001	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, conexão cônica, SP	Aço Inoxidável	
	CT-UW001	L=24	Análogo de implante para chave manual universal, conexão cônica, WP	Aço Inoxidável	

L = Comprimento

Cat. No.	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
 ET-IT002		Ferramenta de mão OT-Equator		 
 MT-LOC10	Ø7,8 L=86	Ferramenta LOCKiT Core Tool	Aço Inoxidável	 
 MT-MSD20	L=140	Chave manual universal	Aço Inoxidável + Alumínio	 
 MT-ELR10	L=22,5	Chave de catraca longa para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	 
 MT-RI040	L=95	Catraca com torquímetro para parafusos protéticos		 

L = Comprimento



1 Soluções Protéticas


2 Conexões de Implantes



Conexão Hexagonal



Conexão Cônica



OPÇÕES PROTÉTICAS

A MIS oferece uma gama abrangente de sistemas protéticos, que são adequados para qualquer indicação e tipo de procedimento, incluindo fluxos de trabalho analógicos e digitais. Combinados com uma ampla variedade de ferramentas de suporte e soluções digitais, nossos produtos são projetados para fornecer as vantagens biológicas que são críticas para o sucesso do tratamento.

As superestruturas MIS são projetadas para atender a todas as necessidades protéticas e se adequar a todos os métodos de trabalho aceitos. Os pilares estão disponíveis em uma ampla variedade de alturas, alturas de colar gengival, ângulos e tipos de margem, bem como uma linha de pilares de perfil de emergência côncava que são projetados para facilitar o melhor gerenciamento e crescimento dos tecidos moles. A MIS oferece soluções para tratamentos parafusados e cimentados, para restaurações temporárias e permanentes.





Coping de Impressão

Análogos e Copings de Impressão



	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-IO330	NP	C1	Ø3,3, L=11	Titânio	NP SP WP
	VN-IO401	NP	V3	Ø3,3, L=11		
	CS-IO375	SP	V3/C1	Ø3,75, L=11		
	CW-IO500	WP	C1	Ø5, L=11		
	CN-IO405	NP	C1	Ø3,3, L=15	Titânio	NP SP WP
	VN-IO405	NP	V3	Ø3,3, L=15		
	CS-IO485	SP	V3/C1	Ø3,75, L=15		
	CW-IO555	WP	C1	Ø5, L=15		
	CN-IO331	NP	C1	Ø2,8, L=11	Titânio	NP SP WP
	VN-IO331	NP	V3	Ø2,8, L=11		
	CS-IO391	SP	V3/C1	Ø3,2, L=11		
	CW-IO501	WP	C1	Ø4,1, L=11		
	CN-IO335	NP	C1	Ø2,8, L=15	Titânio	NP SP WP
	VN-IO335	NP	V3	Ø2,8, L=15		
	CS-IO395	SP	V3/C1	Ø3,2, L=15		
	CW-IO505	WP	C1	Ø4,1, L=15		
	CN-IC401	NP	C1	Ø3,9, L=11	Titânio	NP SP WP
	VN-IC401	NP	V3	Ø3,9, L=11		
	CS-IC481	SP	V3/C1	Ø4,5, L=11		
	CW-IC551	WP	C1	Ø4,5, L=11		

H = Altura gengival


C = Altura da coroa

L = Comprimento

	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-IC405	NP	C1	Ø3,9, L=15	Coping de impressão para moldeira fechada, conexão cônica	Titânio	  
	VN-IC405	NP	V3	Ø3,9, L=15			
	CS-IC485	SP	V3/C1	Ø4,5, L=15			
	CW-IC555	WP	C1	Ø4,5, L=15			
	CN-IT300	NP	C1	Ø4, H=2, C=6	Coping de impressão Direct para moldeira fechada, conexão cônica	Titânio	  
	VN-IC400	NP	V3	Ø4, H=2, C=6			
	CS-IT300	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=6			
	CW-IT300	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=6			
	CN-PF330	NP	C1	Ø2,8, L=16	Pilar de impressão Press-Fit para moldeira fechada, conexão cônica	Titânio	  
	VN-PF340	NP	V3	Ø2,8, L=15,6			
	CS-PF375	SP	V3/C1	Ø3,2, L=16,3			
	CW-PF500	WP	C1	Ø5,5, L=16,3			
	CN-RSM10	NP	C1	Ø3,3, L=12,7	Análogo para implantes, conexão cônica	Titânio	  
	VN-RSM10	NP	V3	Ø3,3, L=12,7			
	CS-RSM10	SP	V3/C1	Ø3,75, L=12			
	CW-RSM10	WP	C1	Ø5, L=12			
	MN-S0160	NP	V3/C1	L=7,6	Parafuso protético, 30Ncm	Titânio	  
	MD-S0220	SP	V3/C1				
	MD-S0220	WP	V3/C1				
	MN-G0160	NP	V3/C1	L=23	Pino guia para coping de impressão para moldeira aberta	Titânio	  
	MD-G0213	SP	V3/C1				
	MD-G0213	WP	V3/C1				

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento


3 Plataformas





Restauração Provisória

Pilares Provisórios



	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-TC013	NP	V3/C1	Ø4, H=1, C=10	Pilar provisório rotacional, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	CS-TC013	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=10			
	VS-TC013	SP	V3/C1	Ø5,8, H=1, C=10			
	CW-TC013	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=10			
	CN-TCl13	NP	C1	Ø4, H=1, C=10	Pilar provisório anti-rotacional, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-TCl13	NP	V3	Ø4, H=1, C=10			
	CS-TCl13	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=10			
	VS-TCl13	SP	V3/C1	Ø5,8, H=1, C=10			
	CW-TCl13	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=10			
	CN-TC023	NP	V3/C1	Ø4, H=2, C=10	Pilar provisório rotacional, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	CS-TC023	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=10			
	VS-TC023	SP	V3/C1	Ø5,8, H=2, C=10			
	CW-TC023	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=10			

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento


	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-TCI23	NP	C1	Ø4, H=2, C=10	Pilar provisório anti-rotacional, conexão cônica	Titânio	  
	VN-TCI23	NP	V3	Ø4, H=2, C=10			
	CS-TCI23	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=10			
	VS-TCI23	SP	V3/C1	Ø5,8, H=2, C=10			
	CW-TCI23	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=10			
	CN-TC033	NP	V3/C1	Ø4, H=3, C=10	Pilar provisório rotacional, conexão cônica	Titânio	  
	CS-TC033	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=10			
	VS-TC033	SP	V3/C1	Ø5,8, H=3, C=10			
	CW-TC033	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=10			
	CN-TCI33	NP	C1	Ø4, H=3, C=10	Pilar provisório anti-rotacional, conexão cônica	Titânio	  
	VN-TCI33	NP	V3	Ø4, H=3, C=10			
	CS-TCI33	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=10			
	VS-TCI33	SP	V3/C1	Ø5,8, H=3, C=10			
	CW-TCI33	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=10			
	CN-TPA10	NP	C1	Ø4, H=1,5, C=10	Pilar temporário em plástico, conexão cônica	PEEK	  
	VN-TPA10	NP	V3	Ø4, H=1,5, C=10			
	CS-TPA10	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1,5, C=10			
	CW-TPA10	WP	C1	Ø5,5, H=1,5, C=10			
	CN-TPH50	NP	C1	Ø3,5	Pilar cilíndrico temporário de plástico, conexão cônica	PEEK	  
	VN-TPH50	NP	V3				
	CS-TPH50	SP	V3/C1				
	MN-S0160	NP	V3/C1	L=7,6	Parafuso protético, 30Ncm	Titânio	  
	MD-S0220	SP/WP					

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento

2 Opções de Pilares



Titânio



Poliéter éter cetona




Restauração Parafusada

Sistema CONNECT






	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CS-C1540 CW-C1540	SP WP	V3/C1 C1	Ø4, H=1,5	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  
	CN-C2040 CS-C2040 CW-C2040	NP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4, H=2	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio   
	CN-C3040 CS-C3040 CW-C3040	NP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4, H=3	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio   
	CS-C4040 CW-C4040	SP WP	V3/C1 C1	Ø4, H=4	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  
	CS-C1557 CW-C1557	SP WP	V3/C1 C1	Ø5,7, H=1,5	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  
	CS-C2057 CW-C2057	SP WP	V3/C1 C1	Ø5,7, H=2	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  
	CS-C3057 CW-C3057	SP WP	V3/C1 C1	Ø5,7, H=3	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  
	CS-C4057 CW-C4057	SP WP	V3/C1 C1	Ø5,7, H=4	Pilar CONNECT, conexão cônica	Titânio  

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento

	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	MM-H0540 MM-H1540 MM-H3040		Ø4, H=0,5 Ø4, H=1,5 Ø4, H=3	Cicatrizador CONNECT	Titânio	
	MM-H0557 MM-H1557 MM-H3557		Ø5,7, H=0,5 Ø5,7, H=1,5 Ø5,7, H=3	Cicatrizador CONNECT	Titânio	
	MM-IO040		Ø4 C=7	Coping de impressão curto CONNECT, moldeira aberta, rotacional	Titânio	
	MM-IO40		Ø4 C=7	Coping de impressão curto CONNECT, moldeira aberta, antirrotacional	Titânio	
	MM-IO011		Ø4 C=11	Coping de impressão longo CONNECT, moldeira aberta, rotacional	Titânio	
	MM-IO11		Ø4 C=11	Coping de impressão longo CONNECT, moldeira aberta, antirrotacional	Titânio	
	MM-IC040		Ø4 C=8,3	Coping de impressão CONNECT, moldeira fechada, rotacional	Titânio	
	MM-IC40		Ø4 C=8,3	Coping de impressão CONNECT, moldeira fechada, antirrotacional	Titânio	
	MM-IO057		Ø5,7 C=7	Coping de impressão CONNECT, moldeira aberta, rotacional	Titânio	
	MM-IO157		Ø5,7 C=7	Coping de impressão CONNECT, moldeira aberta, antirrotacional	Titânio	
	MM-IC057		Ø5,7 C=8,3	Coping de impressão CONNECT, moldeira fechada, rotacional	Titânio	
	MM-IC157		Ø5,7 C=8,8	Coping de impressão CONNECT, moldeira fechada, antirrotacional	Titânio	
	MM-RSM41		Ø4 L=11	Análogo CONNECT	Titânio	

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento

Sistema CONNECT

Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	MM-RSM57	Ø5,7 L=11	Análogo CONNECT	Titânio	
	MM-TC041	Ø4 C=10	Pilar provisório CONNECT, rotacional	Titânio	
	MM-TCI41	Ø4 C=10	Pilar provisório CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-TC057	Ø5,7 C=10	Pilar provisório CONNECT, rotacional	Titânio	
	MM-TCI57	Ø5,7 C=10	Pilar provisório CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-CE046	Ø4 C=6	Pilar estético definitivo CONNECT, rotacional	Titânio	
	MM-CEI46	Ø4 C=6	Pilar estético definitivo CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-CF048	Ø4 C=8	Pilar estético definitivo CONNECT, rotacional	Titânio	
	MM-CFI48	Ø4 C=8	Pilar estético definitivo CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-CE056	Ø5,7 C=6	Pilar estético definitivo CONNECT, rotacional	Titânio	
	MM-CEI56	Ø5,7 C=6	Pilar estético definitivo CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-CF054	Ø5,7 C=4	Pilar estético definitivo CONNECT, rotacional	Titânio	

Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	MM-CF154	Ø5,7 C=4	Pilar estético definitivo CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-AN204	Ø4 C=8	Pilar angulado cimentado CONNECT, 20°, antirrotacional	Titânio	
	MM-CCR04	Ø4 C=14	Pilar cilíndrico de Plástico CoCr CONNECT, rotacional	Cromo -Cobalto	
	MM-CCR4	Ø4 C=14	Pilar cilíndrico de Plástico CoCr CONNECT, antirrotacional	Cromo -Cobalto	
	MM-CCR05	Ø5,7 C=15,4	Pilar cilíndrico de Plástico CoCr CONNECT, rotacional	Cromo -Cobalto	
	MM-CCR5	Ø5,7 C=15,4	Pilar cilíndrico de Plástico CoCr CONNECT, antirrotacional	Cromo -Cobalto	
	MM-SP104	Ø4 L=10	Scan post CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-SP105	Ø5,7 L=10	Scan post CONNECT, antirrotacional	Titânio	
	MM-MAN40	Ø4 L=10	Análogos para modelo digital CONNECT	Titânio	
	MM-MAN57	Ø5,7 L=12	Análogos para modelo digital CONNECT	Titânio	
	MT-CLM21	L=27,5	Chave de inserção de motor longa CONNECT	Aço Inoxidável	
	MT-CSM21	L=23,7	Chave de inserção de motor curta CONNECT	Aço Inoxidável	

Sistema
CONNECT

	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	MT-CLR21		L=31,6	Chave de inserção longa para catraca CONNECT	Aço Inoxidável	
	MT-CSR21		L=21,6	Chave de inserção curta para catraca CONNECT	Aço Inoxidável	
	MT-IT100*		L=16,5	Chave para coping de impressão para moldeira fechada	Aço Inoxidável	
	MM-S0160		L=5,8	Parafuso protético CONNECT	Titânio	
	MM-SA160		L=6,2	Parafuso protético para canal angulado	Titânio	

H = Altura gengival


C = Altura da coroa

L = Comprimento

*MT-IT100 - Para uso com coping de impressão para moldeira fechada




2 Diâmetros



Ø4
NP, SP, WP

1 Conexão Interna



Ø5,7
SP, WP



Restauração Parafusada

Sistema Multi-Unit



	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CM-N1480 CM-S1480 CM-W1480	NP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1 Ø4,8, H=1	Pilar Multi Unit, conexão cônica, 30Ncm	Titânio	NP SP WP
	CM-N2480 CM-S2480	NP SP	V3/C1 Ø4,8, H=2	Pilar Multi Unit, conexão cônica, 30Ncm	Titânio	NP SP
	CM-N3480 CM-S3480 CM-W3480	NP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1 Ø4,8, H=3	Pilar Multi Unit, conexão cônica, 30Ncm	Titânio	NP SP WP
	CM-S4480	SP	V3/C1 Ø4,8, H=4	Pilar Multi Unit, conexão cônica, 30Ncm	Titânio	SP
	CM-N5480 CM-S5480	NP SP	V3/C1 Ø4,8, H=5	Pilar Multi Unit, conexão cônica, 30Ncm	Titânio	NP SP

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento

Sistema Multi-Unit

	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CM-SO171 CM-WO171	SP WP	V3/C1 C1	Ø4,8, H=1	Pilar Multi Unit angulado 17 ° , conexão cônica, 20Ncm	Titânio	SP WP
	CM-SO172 CM-WO172	SP WP	V3/C1 C1	Ø4,8, H=2	Pilar Multi Unit angulado 17 ° , conexão cônica, 20Ncm	Titânio	SP WP
	CM-SO301 CM-WO301	SP WP	V3/C1 C1	Ø4,8, H=1	Pilar Multi Unit angulado 30 ° , conexão cônica, 20Ncm	Titânio	SP WP
	CM-SO302 CM-WO302	SP WP	V3/C1 C1	Ø4,8, H=2	Pilar Multi Unit angulado 30 ° , conexão cônica, 20Ncm	Titânio	SP WP
	MU-BGC48			L=3,3	Coping com haste de ouro para pilar Multi Unit	Gold-e	
	MU-RSM48			L=12	Análogo para Multi Unit	Titânio	
	MU-CC480			Ø4,8 L=4,3	Cap de cimentação Multi Unit	Titânio	
	MU-CP048			L=10	Pilar cilíndrico de Plástico para pilar Multi Unit	Coifa plástica	
	MU-S0220			L=3,8	Parafuso protético para pilar Multi Unit, 25Ncm	Titânio	
	MU-G0220			L=3,8	Parafuso protético de ouro para pilar Mult Unit, 20Ncm	Gold-s	
	MU-H4480			Ø4,8 L=4,3	Cicatrizador Multi Unit	Titânio	
	MU-I0480			Ø4,8 L=10	Coping de impressão moldeira aberta para pilar Multi Unit	Titânio	

	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	MU-IT480		Ø4,8 L=8	Copping de impressão moldeira fechada para pilar Multi Unit	Titânio	
	MU-MG480		Ø4,8 L=14,5	Calcinável de ouro para pilar Multi Unit	Coifa plástica + Gold-a	
	MU-TO480		Ø4,8 L=10	Pilar de titânio cilíndrico provisório para pilar Multi Unit	Titânio	
	MU-SP102		L=10	Scan Post para Multi Unit	Titânio	
	MU-MAN10		Ø4,8 L=10	Análogo de modelo digital para pilar Multi Unit	Titânio	
	MT-MURL2		L=21	Chave longa de catraca para pilar Multi Unit	Aço Inoxidável	
	MT-MURS2		L=16	Chave curta de catraca para pilar Multi Unit	Aço Inoxidável	
	MT-MUML2		L=31	Chave longa de motor reta para pilar Multi Unit	Aço Inoxidável	
	MT-MUMS2		L=24	Chave curta de motor reta para pilar Multi Unit	Aço Inoxidável	

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento



Restauração Parafusada

UCLAs de Ouro




	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-GP010	NP	V3/C1	UCLA Ouro rotacional, conexão cônica	Coifa plástica + Gold-a	  
	CS-GP010	SP	V3/C1			
	CW-GP010	WP	C1			
	CN-GPC10	NP	C1	UCLA Ouro antirrotacional, conexão cônica	Coifa plástica + Gold-a	  
	VN-GPC10	NP	V3			
	CS-GPC10	SP	V3/C1			
	CW-GPC10	WP	C1			
	MN-S0160	NP	V3/C1	Parafuso protético, 30Ncm	Titânio	  
	MD-S0220	SP	V3/C1			
	MD-S0220	WP	C1			
	MD-G0220	SP WP	V3/C1	Parafuso protético de ouro, 20 Ncm	Gold-s	 

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento



Restauração Digital

Sistema EZ-Base




	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-EZB15	NP	C1	Ø4,25, H=1,5, C=5	Titânio	NP SP WP
	VN-EZB15	NP	V3	Ø4,25, H=1,5, C=5		
	CS-EZB15	SP	V3/C1	Ø4,3, H=1,5, C=5		
	CW-EZB15	WP	C1	Ø5, H=1,5, C=5		
	CN-LEZ15	NP	C1	Ø4,6, H=1,5, C=10	Titânio	NP SP WP
	VN-LEZ15	NP	V3	Ø4,6, H=1,5, C=10		
	CS-LEZ15	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1,5, C=10		
	CW-LEZ15	WP	C1	Ø5, H=1,5, C=10		
	MT-ELM10		L=30	Chave de motor longa para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	
	MT-ESM10		L=24	Chave de motor curta para parafuso de canal angulado	Aço Inoxidável	
	MT-ELR10		L=22,5	Chave de catraca longa para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	
	MT-ESR10		L=18,7	Chave de catraca curta para canal de parafuso angular	Aço Inoxidável	
	MN-E0160	NP	L=7,1	Parafuso protético EZ-Base	Titânio	NP SP
	MD-E0220	SP	L=7,6			

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento



Restauração Digital

Ti-Bases



	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-TB001	NP	C1	Ø4,2, H=0,5, C=4	Titânio	NP SP WP
	VN-TB001	NP	V3	Ø4,2, H=0,5, C=4		
	CS-TB001	SP	V3/C1	Ø4,3, H=0,5, C=4		
	CW-TB001	WP	C1	Ø5,7, H=0,5, C=4		
	CN-TB015	NP	C1	Ø4,2, H=1,5, C=4	Titânio	NP SP WP
	VN-TB015	NP	V3	Ø4,2, H=1,5, C=4		
	CS-TB015	SP	V3/C1	Ø4,3, H=1,5, C=4		
	CW-TB015	WP	C1	Ø5,7, H=1,5, C=4		
	CN-TB030	NP	C1	Ø4,2, H=3, C=4	Titânio	NP SP WP
	VN-TB030	NP	V3	Ø4,2, H=3, C=4		
	CS-TB030	SP	V3/C1	Ø4,3, H=3, C=4		
	CW-TB030	WP	C1	Ø5,7, H=3, C=4		
	CN-IN060	NP	C1	Ø4,2, H=0,5, C=6	Titânio	NP SP
	VN-IN060	NP	V3	Ø4,2, H=0,5, C=6		
	CS-IN060	SP	V3/C1	Ø4,3, H=0,5, C=6		

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento


	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-IN160	NP	C1	Ø4,2, H=1,5, C=6	Titânio	 
	VN-IN160	NP	V3	Ø4,2, H=1,5, C=6		
	CS-IN160	SP	V3/C1	Ø4,3, H=1,5, C=6		
	CN-IN360	NP	C1	Ø4,2, H=3, C=6	Titânio	 
	VN-IN360	NP	V3	Ø4,2, H=3, C=6		
	CS-IN360	SP	V3/C1	Ø4,3, H=3, C=6		
	CN-TB002	NP	V3/C1	Ø4,25, H=0,5, C=4	Titânio	  
	CS-TB002	SP	V3/C1	Ø4,3, H=0,5, C=4		
	CW-TB002	WP	C1	Ø5,7, H=0,5, C=4		
	CN-TBF15	NP	V3/C1	Ø4,25, H=1,5, C=4	Titânio	  
	CS-TBF15	SP	V3/C1	Ø4,3, H=1,5, C=4		
	CW-TBF15	WP	C1	Ø5,7, H=1,5, C=4		
	CN-TBF30	NP	V3/C1	Ø4,25, H=3, C=4	Titânio	  
	CS-TBF30	SP	V3/C1	Ø4,3, H=3, C=4		
	CW-TBF30	WP	C1	Ø5,7, H=3, C=4		
	MN-S0160	NP	V3/C1	L=7,6	Titânio	  
	MD-S0220	SP/WP	V3/C1			

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento


* Para restaurações de conexão cônica e múltiplas parafusadas, é recomendado cimentar a ponte intra-oralmente



2 Tipos de Encaixe



Rotacional



Anti-rotacional



Restauração Digital

Kit de Scan Posts

MK-0057
Kit de Scan Posts



	Cat. No.	Plataforma Implante		Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-SP102	NP	C1	L=10	Scan Post, conexão cônica	Titânio	  
	VN-SP102	NP	V3				
	CS-SP102	SP	V3/C1				
	CW-SP102	WP	C1				
	MU-SP102			L=10	Scan Post para Multi Unit	Titânio	



Restauração Digital

Análogos para Modelos Digitais



	Cat. No.	Plataforma Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-MAN10	NP	C1	Ø3,3, L=10	Titânio	  
	VN-MAN10	NP	V3	Ø3,3, L=10		
	CS-MAN10	SP	V3/C1	Ø3,8, L=10		
	CW-MAN10	WP	C1	Ø4,6, L=10		
	MU-MAN10		Ø4,8 L=10	Análogo de modelo digital para Multi Unit	Titânio	
	MM-MAN40		Ø4 L=10	Análogos para modelo digital CONNECT	Titânio	
	MM-MAN57		Ø5,7 L=12	Análogos para modelo digital CONNECT	Titânio	

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento



Restauração Cimentada

Pilares Cimentáveis



	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-AN001	NP	C1	Ø4,8, H=1, C=7	Pilar cimentável, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-AT001	NP	V3	Ø4,8, H=1, C=7			
	CS-A0010	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=7,5			
	VS-AT001	SP	V3/C1	Ø5,8, H=1, C=8			
	CW-AT001	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=7,5			
	CN-AT002	NP	C1	Ø4,8, H=2, C=7	Pilar cimentável, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-AT002	NP	V3	Ø4,8, H=2, C=7			
	CS-AT002	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=7,5			
	VS-AT002	SP	V3/C1	Ø5,8, H=2, C=8			
	CW-AT002	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=7,5			
	CN-AN003	NP	C1	Ø4,8, H=3, C=7	Pilar cimentável, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-AT003	NP	V3	Ø4,8, H=3, C=7			
	CS-A0030	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=7,5			
	VS-AT003	SP	V3/C1	Ø5,8, H=3, C=8			
	CW-AT003	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=7,5			
	CN-AN010	NP	C1	Ø4,8, H=1, C=7	Pilar angulado cimentado, 10°, conexão cônica	Titânio	NP
	VN-AT101	NP	V3	Ø4,8, H=1, C=7			
	CN-AT102	NP	C1	Ø4,8, H=2, C=7	Pilar angulado cimentado, 10°, conexão cônica	Titânio	NP
	VN-AT102	NP	V3	Ø4,8, H=2, C=7			

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento

Pilares Cimentáveis

	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-AN310 VN-AT103	NP NP	C1 V3	Ø4,8, H=3, C=7 Ø4,8, H=3, C=7	Pilar angulado cimentado, 10°, conexão cônica	Titânio	NP
	CS-A1510 CS-AN151 CW-AN151	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=1, C=7,5 Ø5,8, H=1, C=7,5 Ø5,5, H=1, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 15°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	CS-AT152 VS-AT152 CW-AT152	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=2, C=7,5 Ø5,8, H=2, C=7,5 Ø5,5, H=2, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 15°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	CS-A1530 VS-AT153 CW-AT153	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=3, C=7,5 Ø5,8, H=3, C=7,5 Ø5,5, H=3, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 15°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	CN-AN020 VN-AT201	NP NP	C1 V3	Ø4,8, H=1, C=7 Ø4,8, H=1, C=7	Pilar angulado cimentado, 20°, conexão cônica	Titânio	NP
	CN-AT202 VN-AT202	NP NP	C1 V3	Ø4,8, H=2, C=7 Ø4,8, H=2, C=7	Pilar angulado cimentado, 20°, conexão cônica	Titânio	NP
	CN-AN320 VN-AT203	NP NP	C1 V3	Ø4,8, H=3, C=7 Ø4,8, H=3, C=7	Pilar angulado cimentado, 20°, conexão cônica	Titânio	NP
	CS-A2510 CS-AN251 CW-AT251	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=1, C=7,5 Ø5,8, H=1, C=7,5 Ø5,5, H=1, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 25°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	CS-AT252 VS-AT252 CW-AT252	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=2, C=7,5 Ø5,8, H=2, C=7,5 Ø5,5, H=2, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 25°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	CS-A2530 VS-AT253 CW-AT253	SP SP WP	V3/C1 V3/C1 C1	Ø4,8, H=3, C=7,5 Ø5,8, H=3, C=7,5 Ø5,5, H=3, C=7,5	Pilar angulado cimentado, 25°, conexão cônica	Titânio	SP WP
	MD-S0200	SP/WP	V3/C1	L=6,9	Parafuso protético mini, 30 Ncm	Titânio	SP WP
	MN-S0160 MD-S0220	NP SP/WP	V3/C1 V3/C1	L=7,6	Parafuso protético, 30 Ncm	Titânio	NP SP WP

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento



Restauração Cimentada

Pilares de Cimentação



	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-MAC10	NP	C1	Ø4, H=1, C=10	Pilar de cimentação, conexão cônica	Titânio	
	VN-MC101	NP	V3	Ø4, H=1, C=10			
	CS-MAC10	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=10			
	VS-MC101	SP	V3/C1	Ø5,8, H=1, C=10			
	CW-SMAC1	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=10			
	CN-MAC30	NP	C1	Ø4, H=3, C=10	Pilar de cimentação, conexão cônica	Titânio	
	VN-MC103	NP	V3	Ø4, H=3, C=10			
	CS-MC103	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=10			
	VS-MC103	SP	V3/C1	Ø5,8, H=3, C=10			
	CW-MC103	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=10			
	MN-S0160	NP	V3/C1	L=7,6	Parafuso protético, 30Ncm	Titânio	
	MD-S0220	SP/WP	V3/C1	L=7,6			
	MD-G0220	SP/WP	V3/C1	L=7,7	Parafuso protético de ouro, 20 Ncm	Gold-s	

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento



Restauração Cimentada

CPK - Kit Protético Completo



	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CK-NPK41	NP	C1	Ø4, H=1, C=4	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VK-NPK41	NP	V3	Ø4, H=1, C=4			
	CK-CPK41	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=4			
	CK-NPK42	NP	C1	Ø4, H=2, C=4	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VK-NPK42	NP	V3	Ø4, H=2, C=4			
	CK-CPK42	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=4			
	CK-NPK43	NP	C1	Ø4, H=3, C=4	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VK-NPK43	NP	V3	Ø4, H=3, C=4			
	CK-CPK43	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=4			

H = Altura gengival


C = Altura da coroa

L = Comprimento

	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CK-NPK44	NP	C1	Ø4, H=4, C=4	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VK-NPK44	NP	V3	Ø4, H=4, C=4			
	CK-CPK44	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=4			
	CK-NPK61	NP	C1	Ø4, H=1, C=6	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VK-NPK61	NP	V3	Ø4, H=1, C=6			
	CK-CPK61	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=6			
	VK-CPK61	SP	V3/C1	Ø5,5, H=1, C=6			
	CK-WPK61	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=6			
	CK-NPK62	NP	C1	Ø4, H=2, C=6	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VK-NPK62	NP	V3	Ø4, H=2, C=6			
	CK-CPK62	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=6			
	VK-CPK62	SP	V3/C1	Ø5,5, H=2, C=6			
	CK-WPK62	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=6			
	CK-NPK63	NP	C1	Ø4, H=3, C=6	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VK-NPK63	NP	V3	Ø4, H=3, C=6			
	CK-CPK63	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=6			
	VK-CPK63	SP	V3/C1	Ø5,5, H=3, C=6			
	CK-WPK63	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=6			
	CK-NPK64	NP	C1	Ø4, H=4, C=6	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VK-NPK64	NP	V3	Ø4, H=4, C=6			
	CK-CPK64	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=6			
	VK-CPK64	SP	V3/C1	Ø5,5, H=4, C=6			
	CK-WPK64	WP	C1	Ø5,5, H=4, C=6			
	CK-CPK81	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=8	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	SP
	VK-CPK81	SP	V3/C1	Ø5,5, H=1, C=8			
	CK-CPK82	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=8	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	SP
	VK-CPK82	SP	V3/C1	Ø5,5, H=2, C=8			
	CK-CPK83	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=8	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	SP
	VK-CPK83	SP	V3/C1	Ø5,5, H=3, C=8			
	CK-CPK84	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=8	Kit Protético Completo, conexão cônica	Titânio	SP
	VK-CPK84	SP	V3/C1	Ø5,5, H=4, C=8			
	CN-CPK41	NP	C1	Ø4, H=1, C=4	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VN-P4140	NP	V3	Ø4, H=1, C=4			
	CS-CPK41	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=4			
	CN-CPK42	NP	C1	Ø4, H=2, C=4	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VN-P4240	NP	V3	Ø4, H=2, C=4			
	CS-CPK42	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=4			
	CN-CPK43	NP	C1	Ø4, H=3, C=4	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VN-P4340	NP	V3	Ø4, H=3, C=4			
	CS-CPK43	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=4			

H = Altura gengival C = Altura da coroa L = Comprimento



CPK - Kit Protético Completo

	Cat. No.	Plataforma	Implante	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Plataforma
	CN-CPK44	NP	C1	Ø4, H=4, C=4	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP
	VN-P4440	NP	V3	Ø4, H=4, C=4			
	CS-CPK44	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=4			
	CN-CPK61	NP	C1	Ø4, H=1, C=6,	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-P6140	NP	V3	Ø4, H=1, C=6,			
	CS-CPK61	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=6,			
	VS-P6155	SP	V3/C1	Ø5,5, H=1, C=6			
	CW-CPK61	WP	C1	Ø5,5, H=1, C=6			
	CN-CPK62	NP	C1	Ø4, H=2, C=6	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-P6240	NP	V3	Ø4, H=2, C=6			
	CS-CPK62	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=6			
	VS-P6255	SP	V3/C1	Ø5,5, H=2, C=6			
	CW-CPK62	WP	C1	Ø5,5, H=2, C=6			
	CN-CPK63	NP	C1	Ø4, H=3, C=6	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-P6340	NP	V3	Ø4, H=3, C=6			
	CS-CPK63	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=6			
	VS-P6355	SP	V3/C1	Ø5,5, H=3, C=6			
	CW-CPK63	WP	C1	Ø5,5, H=3, C=6			
	CN-CPK64	NP	C1	Ø4, H=4, C=6	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	NP SP WP
	VN-P6440	NP	V3	Ø4, H=4, C=6			
	CS-CPK64	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=6			
	VS-P6455	SP	V3/C1	Ø5,5, H=4, C=6			
	CW-CPK64	WP	C1	Ø5,5, H=4, C=6			
	CS-CPK81	SP	V3/C1	Ø4,8, H=1, C=8	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	SP
	VS-P8155	SP		Ø5,5, H=1, C=8			
	CS-CPK82	SP	V3/C1	Ø4,8, H=2, C=8	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	SP
	VS-P8255	SP		Ø5,5, H=2, C=8			
	CS-CPK83	SP	V3/C1	Ø4,8, H=3, C=8	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	SP
	VS-P8355	SP		Ø5,5, H=3, C=8			
	CS-CPK84	SP	V3/C1	Ø4,8, H=4, C=8	Pilar transgengival, conexão cônica	Titânio	SP
	VS-P8455	SP		Ø5,5, H=4, C=8			

H = Altura gengival

C = Altura da coroa

L = Comprimento



MGUIDE - ODONTOLOGIA DIGITAL


MGUIDE é um sistema inovador de cirurgia guiada, que foi projetado para fornecer aos dentistas uma solução sem preocupações e incorpora perfeitamente o planejamento orientado por próteses e ferramentas fáceis de usar, para fornecer os resultados mais previsíveis.





MGUIDE

Guia Cirúrgica MGUIDE
Personalizada



MG-TMP10

Guia cirúrgico MGUIDE



MG-TMP20

Guia cirúrgico MGUIDE para casos edêntulos



MGUIDE

Kit Cirúrgico MGUIDE



MG-K004
Kit cirúrgico MGUIDE

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MG-TP055	Ø5,5 L=26	Perfurador de tecido MGUIDE	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MG-BM047	Ø4,7 L=24,5	Regulador ósseo MGUIDE	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MG-BM055	Ø5,5 L=24,5	Regulador ósseo MGUIDE	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MG-D0624	Ø2,4 L=30,8	Broca piloto MGUIDE de 6mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MG-D0824	Ø2,4 L=32,8	Broca piloto MGUIDE de 8mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
	MG-D1024	Ø2,4 L=34,8	Broca piloto MGUIDE de 10mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento

Kit Cirúrgico MGUIDE

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MG-D1124	Ø2,4 L=36,3	Broca piloto MGUIDE de 11,5mm	Aço Inoxidável	 
	MG-D1324	Ø2,4 L=37,8	Broca piloto MGUIDE de 13mm	Aço Inoxidável	 
	CG-D0833	Ø2,3-3,25 L=32,8	Broca MGUIDE 3,30mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1033	Ø2,3-3,25 L=34,8	Broca MGUIDE 3,30mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1133	Ø2,3-3,25 L=36,3	Broca MGUIDE 3,30mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1333	Ø2,3-3,25 L=37,8	Broca MGUIDE 3,30mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D0839	Ø2,9-3,85 L=32,8	Broca MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1039	Ø2,9-3,85 L=34,8	Broca MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1139	Ø2,9-3,85 L=36,3	Broca MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1339	Ø2,9-3,85 L=37,8	Broca MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D0843	Ø3,4-4,25 L=32,8	Broca MGUIDE 4,30mm e 4,20mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1043	Ø3,4-4,25 L=34,8	Broca MGUIDE 4,30mm e 4,20mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CG-D1143	Ø3,4-4,25 L=36,3	Broca MGUIDE 4,30mm e 4,20mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1343	Ø3,4-4,25 L=37,8	Broca MGUIDE 4,30mm e 4,20mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D0850	Ø3,9-4,95 L=32,8	Broca MGUIDE 5mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1050	Ø3,9-4,95 L=34,8	Broca MGUIDE 5mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1150	Ø3,9-4,95 L=36,3	Broca MGUIDE 5mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-D1350	Ø3,9-4,95 L=37,8	Broca MGUIDE 5mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	MG-DLG55	Ø5,5 L=55	Medidor de profundidade MGUIDE	Titânio	 
	CG-GRN01	Ø5,5 L=30,5	Chave de inserção de catraca MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-GMN10	Ø5,5 L=31	Chave de inserção de motor MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-GRN10	Ø5,5 L=26	Chave de inserção de catraca MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 
	VG-GRN01	Ø5,5 L=30,5	Chave de inserção de motor MGUIDE V3, NP	Aço Inoxidável	 
	VG-GMN10	Ø5,5 L=31	Chave de inserção de motor MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 

L = Comprimento

Kit Cirúrgico MGUIDE

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	VG-GRN10	Ø5,5 L=25,5	Chave de inserção de catraca MGUIDE V3, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-GRS01	Ø5,5 L=31	Chave de inserção de catraca MGUIDE V3/C1, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-GMS10	Ø5,5 L=32	Chave de inserção de motor MGUIDE V3/C1, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-GRS10	Ø5,5 L=27	Chave de inserção de catraca MGUIDE C1, SP	Aço Inoxidável	 
	VG-GRS10	Ø5,5 L=26	Chave de inserção de catraca MGUIDE V3, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-GRW01	Ø5,5 L=31	Chave de inserção de catraca MGUIDE C1, WP	Aço Inoxidável	 
	CG-GMW10	Ø5,5 L=32	Chave de inserção de motor MGUIDE C1, WP	Aço Inoxidável	 
	CG-GRW10	Ø5,5 L=27	Chave de inserção de catraca MGUIDE C1, WP	Aço Inoxidável	 
	CG-TAS55	Ø5,5 L=24	Parafuso de ancoragem MGUIDE, SP	Titânio	 
	MG-FP020	Ø2 L=29	Pino de fixação MGUIDE	Titânio	 
	MG-DFP20	Ø2 L=35,3	Broca MGUIDE para pino de fixação	Aço Inoxidável	 
	MT-RDL30	L=27	Chave hexagonal longa	Aço Inoxidável	 


L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MT-RA480		Adaptador de catraca hexagonal	Aço Inoxidável	 
	MT-RI030	L=84	Catraca monobloco		 


L = Comprimento


6 Diâmetros


C1	V3
3,30	3,30



C1	V3
3,75	3,90
4,20	4,30
	5



C1
5



MGUIDE

Kit Cirúrgico MGUIDE,
Anilha Estreita



MG-K005
Kit Cirúrgico MGUIDE,
Anilha Estreita

Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
 MG-NBM40	Ø4 L=24,5	Regulador ósseo para Anilha Estreita MGUIDE	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
 MG-NTP40	Ø4 L=26	Perfurador de tecido estreito MGUIDE	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
 MG-N0624	Ø2,4 L=30,8	Broca piloto estreita MGUIDE 6mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA
 MG-N0824	Ø2,4 L=32,8	Broca piloto estreita MGUIDE 8mm	Aço Inoxidável	DENTRO DO KIT VENDA SEPARADA

L = Comprimento

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	MG-N1024	Ø2,4 L=34,8	Broca piloto estreita MGUIDE 10mm	Aço Inoxidável	 
	MG-N1124	Ø2,4 L=36,3	Broca piloto estreita MGUIDE 11,5mm	Aço Inoxidável	 
	MG-N1324	Ø2,4 L=37,8	Broca piloto estreita MGUIDE 13mm	Aço Inoxidável	 
	CG-N0833	Ø2,3-3,25 L=32,8	Broca estreita MGUIDE 3,30mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1033	Ø2,3-3,25 L=34,8	Broca estreita MGUIDE 3,30mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1133	Ø2,3-3,25 L=36,3	Broca estreita MGUIDE 3,30mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1333	Ø2,3-3,25 L=37,8	Broca estreita MGUIDE 3,30mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N0839	Ø2,9-3,85 L=32,8	Broca estreita MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx8mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1039	Ø2,9-3,85 L=34,8	Broca estreita MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx10mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1139	Ø2,9-3,85 L=36,3	Broca estreita MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx11,5mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	CG-N1339	Ø2,9-3,85 L=37,8	Broca estreita MGUIDE 3,75mm e 3,90mmx13mm, conexão cônica	Aço Inoxidável	 
	MG-NLG40	Ø4 L=55	Medidor de profundidade para broca estreita MGUIDE	Titânio	 

L = Comprimento

Kit Cirúrgico MGUIDE, Anilha Estreita

	Cat. No	Dimensões (mm)	Descrição	Material	Vendido
	CG-NMN10	Ø4 L=31	Chave de inserção estreita de motor MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-NMS10	Ø4 L=32	Chave de inserção estreita de motor MGUIDE C1/V3, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-NRN10	Ø4 L=26	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE, C1, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-NRN01	Ø4 L=30,5	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE C1, NP	Aço Inoxidável	 
	CG-NRS10	Ø4 L=27	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE C1, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-NRS01	Ø4 L=31	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE C1/V3, SP	Aço Inoxidável	 
	VG-NMN10	Ø4 L=31	Chave de inserção estreita de motor MGUIDE V3, NP	Aço Inoxidável	 
	VG-NRN10	Ø4 L=25,5	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE V3, NP	Aço Inoxidável	 
	VG-NRN01	Ø4 L=30,5	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE V3, NP	Aço Inoxidável	 
	VG-NRS10	Ø4 L=26	Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE V3, SP	Aço Inoxidável	 
	CG-NTAS0	Ø4 L=24	Parafuso de ancoragem estreito MGUIDE, SP	Titânio	 

L = Comprimento




INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para sua conveniência, a seção a seguir fornece um recurso adicional sobre produtos e processos que podem exigir explicações expandidas na forma de recursos visuais, esquemas, informações técnicas ou documentação.



Informações adicionais


Brocas Piloto, Irrigação Externa





Informações adicionais

Brocas Helicoidais, Irrigação Externa






Informações adicionais

Componentes Restauradores

Guias para Utilização dos Componentes Restaurativos MIS

Local	Maxila Anterior	Caninos, Pré Molares e Molares				Pré Molares e Molares
Taxa de Inclinação Coroa/Implante	15° ou 25°	Até 3,5°			15° ou 25°	Até 4°
Altura Gingival	Até 3mm bucal Até 4mm palatal	Até 3mm bucal Até 4mm lingual/ palatal	Ajustável, baseado na preparação do pilar. Alturas 1, 3mm	Até 2mm	Até 3mm bucal Até 4mm lingual	De acordo com a altura gengival disponíveis nas alturas 1,2,3,4mm
Número do Catálogo	CS-A1510 CS-A2510	CS-A0010	CS-MAC10 CS-MC103	CS-GPC10 CS-GP010	CS-AN151 CS-AN251	CS-CPK61 CS-CPK62 CS-CPK63 CS-CPK64
Descrição do pilar	Pilar angulado Esthetic	Pilar Esthetic	Pilar padrão	UCLA de Ouro	Pilar angulado	Pilar transgengival
Visão superior						
						

*Apenas recomendações



Informações adicionais

Composição da Liga


	Material	Liga de Titânio Ti 6Al 4V ELI	Gold-a	Gold-s	Gold-e
	Aplicação	C, K	L, G, K	L, G, K	L, K
Composição	Ouro %	-	60	61	70
	Platina %	-	19	13,5	8,50
	Prata %	-	-	16,5	13,40
	Paládio %	-	20	-	-
	Cobre %	-	-	9	7,50
	Zinco %		-	Equilíbrio	0,05
	Iridio %		Equilíbrio	-	0,10
	Titânio (máx)	Equilíbrio	-	-	-
	Carbono (máx)	0,08	-	-	-
	Ferro (máx)	0,25	-	-	-
	Oxigênio (máx)	0,13	-	-	-
	Nitrogênio (máx)	0,05	-	-	-
	Hidrogênio (máx)	0,013	-	-	-
	Alumínio	5,5-6,5	-	-	-
	Vanádio	3,5-4,5	-	-	-
	Faixa de fusão °C	1604-1660	1400-1490	950-1050	895-1010
Dureza	Recozimento suave HV5	-	145	160	170
	HV5 endurecido	350-385	240	250	295
	Maciez °C/min	-	100/30	750/5	750/5
	Temperada °C/min	-	700/30	350/15	450/15

Legenda: C-adesão K-resina L-solda G-molde

OBSERVAÇÕES



É SIMPLES QUANDO
VOCÊ TEM TODAS AS
OPÇÕES




mis® | **C1**

Saiba mais sobre o implante C1 e MIS em:
www.misimplantes.com.br

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser total ou parcialmente reproduzida, transcrita, armazenada em sistema eletrônico de dados, traduzida em qualquer linguagem ou linguagem de computador, ou transmitida em qualquer forma sem a autorização anterior da editora.

Aviso: Os produtos MIS listados neste documento devem ser usados apenas por dentistas regulamentados.



MAKE IT SIMPLE

Importado por: Dentsply Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP - CNPJ 31.116.239/0001-55. <https://misimplantes.com.br> – SAC: 0800 771 2226 | 11 3046-2222 Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ/SP: 04208396; 80196880357 Kit de Compressão Óssea (Kit Instrumental); 80196880358 Kit de Stopper de Brocas para Implantes C1 (Kit Cirúrgico); 80196880359 Família de Instrumentais de Liga de Titânio sem Conexão a Equipamentos (Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos); 80196880360 Kit MGUIDE Brocas Piloto (Kit Cirúrgico); 80196880361 Kit Cirúrgico Hexagono Externo (Kit Cirúrgico); 80196880362 KIT MGUIDE (Kit Cirúrgico); 80196880363 Kit de Instrumentos MGUIDE, conexão cônica (Kit Instrumental); 80196880364 Família de Instrumentais de Aço Inoxidável sem Conexão a Equipamentos (Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos); 80196880365 Kit Perfurador Ósseo Conexão Cônica (Kit Cirúrgico); 80196880366 Família de Instrumentais de Aço Inoxidável com Conexão a Equipamento (Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos); 80196880367 Kit Protético (Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos); 80196880368 Kit MGUIDE Conexão Cônica Anilha Estreita (Kit Cirúrgico); 80196880369 Kit MGUIDE Procedimento para Implante de Conexão Cônica (Kit Cirúrgico); 80196880370 Kit Cirúrgico CM (Kit Cirúrgico); 80196880371 Família de Scan Post (Componentes para Prótese Dentária); 80196880372 Família de Coping de Impressão não Estéril de Titânio e POM (Transferente de Moldagem); 80196880374 Família de Guia Cirúrgico MGUIDE (Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos); 80196880375 Conjunto de Pilares não estéreis Titânio/POM (Componentes para Prótese Dentária); 80196880376 Conjuntos de Pilares Connect Estéreis (Componentes para Prótese Dentária); 80196880390 PILARES PROVISÓRIO DE TITÂNIO E PLÁSTICO (Componentes de Implante Odontológico) 0196880392 (Componentes Protéticos e Laboratorial Ouro - Componentes para Prótese Dentária); 80196880393 IMPLANTES LANCE NP (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880394 UCLA COCR ROTACIONAL (Componentes de Implante Odontológico); 80196880395 UCLA COCR ANTIROTACIONAL (Componentes de Implante Odontológico); 80196880396 Conjunto de Implantes C1 B+ (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880397 (Conjunto de Implantes C1 (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880398 (Conjunto de Implantes V3 B+ (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880399 (Conjunto de Implantes V3 (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880400 Família de Coping de Impressão não estéril de POM (Moldeira de Impressão); 80196880401 Kit de Scan Post, Conexão Cônica (Transferente de Moldagem); 80196880402 Família Pilar de Impressão Press-Fit Moldeira Fechada (Transferente de Moldagem); 80196880403 Família de Coping de Impressão para Conexão de Pilares não Estéril (Transferente de Moldagem); 80196880404 Família Copings de Impressão de Liga de Titânio (Transferente de Moldagem); 80196880406 Família de Coping de Impressão Não Estéril de Ti e Aço Inoxidável (Moldeira de Impressão); 80196880407 Pilares Multi-Unit (Componentes de Implante Odontológico); 80196880408 Componentes Protéticos Provisórios (Componentes de Implante Odontológico); 80196880410 Componentes Protéticos (Componentes para Prótese Dentária); 80196880411 Componentes Protéticos Metálicos (Componentes de Implante Odontológico); 80196880412 Componentes Protéticos e Laboratorial MIS (Componentes para Prótese Dentária); 80196880415 Pilares CPK SP e WP (Componentes para Prótese Dentária); 80196880416 Pilares CPK LANCE (Componentes de Implante Odontológico); 80196880417 IMPLANTES SP E WP (Implantes Dentários (Osseointegrável); 80196880418 Pilares Multi Unit LANCE (Componentes de Implante Odontológico); 80196880419 Pilares Multi Unit HE (Componentes de Implante Odontológico); 80196880420 pilares CPK NP (Componentes para Prótese Dentária); 80196880424 UCLA OURO ANTIROTACIONAL (Componentes de Implante Odontológico); 80196880425 UCLA OURO ROTACIONAL (Componentes de Implante Odontológico); 80196880429 PILARES MULTI UNIT (Componentes de Implante Odontológico).