

Pontos de contato e contornos precisos ao seu alcance.



Palodent® V3
Sistema de matriz
seccional projetado
pela Triodent®

Palodent® 360
Sistema de Matriz Circunferencial

Um ponto de contato firme. Contatos previsíveis

Os contornos ideiais para o sucesso clínico.

97%

97% dos dentistas dizem que alcançar o **isolamento adequado** de uma cavidade de Classe II é difícil em pelo menos 1 em cada 10 casos.¹


70%

70% dos dentistas consideram a **criação de contato** a parte mais desafiadora de uma restauração de Classe II.²

Os sistemas de matriz Palodent® ajudam você a obter um isolamento confiável com uma vedação gengival justa. Com os designs avançados da Dentsply Sirona, recriar pontos de contato interproximais precisos nunca foi tão fácil e previsível. E as matrizes de formato anatômico fornecem contornos naturais para melhores resultados clínicos - sem equipamentos volumosos, obstruções em sua sala de trabalho ou a necessidade de acabamento interproximal extenso.

Aposente sua Tofflemire.

O Tofflemire foi introduzido em 1946 para auxiliar na colocação do amálgama dentário. Hoje, é uma tecnologia obsoleta que pode levar ao fracasso clínico quando usada com resinas compostas modernas.³ A Dentsply Sirona tem aprimorado continuamente a tecnologia de matriz para fornecer os sistemas seccionais e circunferenciais mais avançados disponíveis: Sistemas de matriz Palodent® para restaurações melhores e mais simples.



Restauração de banda circunferencial Tofflemire

- ✗ Sistema desajeitado volumoso
- ✗ Falha em restaurar a anatomia proximal aumenta o risco de fratura, cárie recorrente e doença periodontal
- ✗ Ponto de contato fino ou aberto na crista marginal com grande acúmulo de alimentos abaixo
- ✗ Exige extenso acabamento

Restauração do sistema de matriz Palodent®

- ✓ Fácil de Usar
- ✓ Contornos naturais
- ✓ Pontos de contatos justos, anatomicamente corretos
- ✓ Acabamento interproximal mínimo

Palodent® V3

Sistema de matriz seccional projetado pela Triodent®


PARA USO DE
SOLUÇÃO DE PRÁTICA TOTAL CLASSE II

Obtenha facilmente contornos naturais e pontos de contato estreitos para melhores resultados.

O sistema Palodent® V3 é ideal para restauração composta da maioria das cavidades proximais de Classe II de duas superfícies.



Use o sistema Palodent® V3 para:



Palodent® 360

Sistema de Matriz Circunferencial


PARA USO DE
SOLUÇÃO DE PRÁTICA TOTAL CLASSE II
SINGLE-UNIT CROWN WORKFLOW SOLUTIONS™

Fornecer contornos naturais e contatos ideais com um simples giro dos dedos - sem a necessidade de retentores ou aplicadores desajeitados.

Escolha o sistema Palodent® 360 para casos de Classe II onde uma matriz seccional não pode ser usada e para procedimentos de construção de núcleo de coroa de unidade única.



Use o sistema Palodent® 360 para:



TIP Dica: Para assentar em espaços estreitos interproximais, pré-calce usando uma cunha de madeira ou um anel de retenção Palodent® V3 para criar temporariamente o espaço necessário.

1. Dental Learning Systems, Direct Restoratives Survey, maio de 2016. N=143
2. DentalTown (2012). Dentística Restauradora. Enquete Mensal: Qual é a parte mais desafiadora da restauração de Classe II?
3. Owens BM, Phebus JG. An evidence-based review of dental matrix systems. "General Dentistry," Setembro/Octubre 2016

Informações sobre pedidos

Sistemas de Palodent®

659600v Sistema Completo

100 matrizes Palodent® V3 – 25 de cada tamanho: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
75 cunhas Palodent® V3 – 25 de cada tamanho: Pequeno médio grande
30 Matrizes Palodent® V3 – 25 de cada tamanho: Pequeno médio grande
1 Anel Universal Palodent® V3
1 Anel Estreito Palodent® V3
1 Fórceps Palodent® V3
1 Pinça Expansiva Palodent® V3
24 Matrizes Palodent® 360 – 5,5mm

Palodent® V3

Sistema de matriz seccional
projetado pela Triodent®



625.00.005 Kit Inicial

15 Matrizes - Tamanho 5,5mm
5 Matrizes - Tamanho 4,5mm
15 Cunhas Médias
5 Cunhas Protetoras Médias
2 Anéis Universais
1 Forceps; 1 Pin Tweezers

659670v Kit introdutório EZ Coat

100 matrizes - 20 de cada tamanho: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm,
7,5 mm
75 Cunhas - 25 de cada tamanho: Pequeno, médio, grande
30 Cunhas Protetoras - 10 de cada tamanho: Pequeno, médio, grande
1 Anel Universal; 1 Anel Estreito

Refil do Anel

659900v Universal (1)
659760v Universal (2)
659770v Estreito (2)

Refil da Matriz

659710v 3,5mm (50)
659720v 4,5mm (50)
659730v 5,5mm (50)
659740v 5,5mm (100)
659750v 6,5mm (50)
659860v 7,5mm (50)

Refil da Matriz EZ Coat

659610v 3,5mm (50)
659620v 4,5mm (50)
659630v 5,5mm (50)
659640v 5,5mm (90)
659650v 6,5mm (50)
659660v 7,5mm (50)

Refil de Cunha (100)

659780v Pequeno - Azul Marinho
659790v Médio - Azul Médio
659800v Grande - Azul Claro

Refil da Matriz (50)

659830v Pequeno - Azul Marinho
659840v Médio - Azul Médio
659850v Grande - Azul Claro

659810v Refil de Fórceps (1 pacote)
659820v Refil de Pinças Expansivas (1 pacote)

Palodent® 360

Sistema de Matriz Circunferencial

659607 Kit Inicial

Bandas de Matriz 16 x 6,5mm
Bandas de Matriz 24 x 5,5mm
Bandas de Matriz 8 x 4,5mm

Refil de Banda da Matriz

659601 4,5mm (48)
659602 5,5mm (48)
659603 6,5mm (48)



Para obter mais informações, entre em contato
com o seu representante Dentsply Sirona.

www.dentsplysirona.com

Marcas concorrentes não são marcas registradas da Dentsply Sirona. ©2021 Dentsply Sirona Inc. Todos os direitos reservados ML590026B (R 3-24-21)