

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Você está pronto
para o CEREC®?



Redefinida a odontologia digital chairside.

Para os usuários CEREC®, é simples: CEREC® melhora até os melhores dentistas.

Os usuários CEREC® vão dizer a você que tornar-se digital foi uma boa decisão, mas até que a fizesse, eles também tinham suas dúvidas. Será que tudo seguiu tranquilamente logo no primeiro momento? **Não.** Eles puderam aprender a lidar com a tecnologia? **Absolutamente sim.** E a qualidade das restaurações? **Incríveis em todos os aspectos.**

Com a nova unidade de fresagem e desbaste top de linha altamente automatizada e o software CEREC® intuitivo que acompanha o CEREC® Primescan, nunca houve um tempo melhor do que agora para modernizar a sua clínica com CEREC®.

O novo CEREC®. **Agora é a hora.**

CEREC®

Um processo integrado com grande flexibilidade para resultados clinicamente confiáveis.



Agora é a hora.

O novo CEREC® dá a você as ferramentas para uma odontologia chairside de alto nível.

A mais nova geração do nosso sistema CEREC® define novos padrões para que você possa oferecer aos pacientes uma combinação inigualável de odontologia em visita única e excelência na qualidade. Após 35 anos de otimização contínua, CEREC® oferece aos dentistas opções que eles precisam para tratar de múltiplas indicações com a confiança que vem de resultados impressionantes.

Uma solução exclusiva criada para odontologia digital de alto nível.

O sistema CEREC® consiste em componentes de qualidade mundial que interagem perfeitamente garantindo processos integrados. CEREC® Primescan leva dados de escaneamento de alta precisão com rapidez para o novo CEREC® Software 5, auxiliando você com propostas individualizadas baseadas no algoritmo biojaw patenteado. Mas o carro-chefe do sistema é a nova fresadora CEREC® Primemill. Com sua unidade de fresa de ponta, a odontologia digital chairside está mais rápida, fácil e confiável do que nunca.

CEREC® Primemill

Excelência e facilidade.



Versatilidade

Bem-vindo a um mundo onde você tem opções de sobra! A nova CEREC® Primemill combina fresagem a seco e com água. A fresagem com água com a maior seleção de materiais validados oferecendo a flexibilidade e previsibilidade que você precisa para oferecer o melhor tratamento possível aos pacientes.



Velocidade

A nossa unidade de fresagem mais rápida pode processar uma coroa de zircônia excelente em cerca de 5 minutos. Ela também pode desbastar cerâmicas mais rápido do que a sua antecessora. O resultado? Pacientes satisfeitos e alta produtividade.



Conveniência

CEREC® Primemill define novos parâmetros de praticidade. A nova interface guia os operadores passo a passo pelo processo, procedimentos-chave de manutenção e outras tarefas de rotina, para que você possa delegar a produção com total tranquilidade. A unidade monitora de forma inteligente funções e componentes-chave para garantir uma alta produtividade.




Qualidade

Com o controle e a precisão, vêm os resultados previsíveis, excelentes e de aparência natural. Viva isso em cada aspecto das suas restaurações – de superfícies lisas e excelentes margens a fissuras interdetais detalhada e o encaixe perfeito.

CEREC® MC XL

Encaixe de margem de óxido de zircônia



1mm
500µm

Superfícies de Cerâmica Vítrea

CEREC® Primemill

Encaixe de margem de óxido de zircônia



1mm
500µm

Superfícies de Cerâmica Vítrea

Fonte: Josef Kunkela, DMD, PhD, República Tcheca

Excelência e facilidade

CEREC® Primemill

Velocidade

Modo de fresagem super-rápida

Criada para velocidade e precisão, a CEREC® Primemill herdou a força atestada de sua antecessora e leva sua potente performance a níveis totalmente novos. Agora, você pode fresar restaurações de zircônia no modo de Fresagem Super-rápida em cerca de 5 minutos, cortando o tempo de processamento para menos da metade.

Desbaste Rápido

Tempos de Processamento Melhorados para desbaste.

Qualidade

Novos componentes para qualidade

Uma nova combinação de componentes eletrônicos, mecânicos, motores e software que contribui para resoluções mais finas, dinâmicas e melhoradas. Os resultados são margens da restauração impressionantes e detalhes de superfície mais lisos – para resultados extremamente precisos.

Nova ferramenta de fresagem de 0,5mm

A nova ferramenta de fresagem, de 0,5 mm, altamente precisa traz resultados clínicos de primeira classe com consistência. Troque para o modo de Fresagem Extrafina para obter um nível de detalhe mais alto para fissuras oclusais e áreas interdentais em pontes.

Criado para se destacar – e encaixar

A CEREC® Primemill não se limita à comunicação integrada com outros dispositivos CEREC®. Seu design atraente é a combinação perfeita - e a aparência ideal para uma clínica odontológica moderna.

- ✓ A inovadora faixa LED indica o status da unidade e do processo de fresagem ou desbaste.
- ✓ O novo design da gaveta garante acesso direto às ferramentas e aos acessórios.
- ✓ Todas as superfícies e câmaras são fáceis de limpar.

Conveniência

Interface touch de 7" com auxílio ao usuário

A nova interface touch de alta resolução é especificamente criada com delegação e intenção em mente. Ela não apenas guia os usuários em cada processo, ela também os conduz passo a passo através de procedimentos-chave de manutenção e outras tarefas de rotina.

Scanner de bloco integrado

Esta nova função economiza tempo ao escanear os blocos de material automaticamente com códigos de matriz de dados compatíveis e registra a informação, incluindo fabricante, tipo, tamanho, cor e fator de dilatação de zircônia.

Leitor de ferramentas RFID

Todas as ferramentas CEREC® Primemill possuem um chip RFID codificado por cor que é lido pelo scanner integrado RFID da unidade, enviado para o indicador, alertando o usuário caso a ferramenta necessite de troca. Isso garante que todas as ferramentas estão funcionando de forma ideal, melhorando a produtividade.

Versatilidade

As melhores opções de fresagem e desbaste da categoria

Escolha a partir de um amplo espectro de opções de usinagem, incluindo zircônia de fresagem seca e molhada, ou desbaste molhado de cerâmicas vítreas e híbridas.

Ampla gama de materiais

Não importa a indicação, com CEREC® Primemill você pode escolher a partir de uma ampla gama de materiais dos nossos parceiros validados.



Dentsply Sirona Brasil

Rua Henri Dunant, 873 - 1º Andar
Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP. 04709-111
dentsplysirona.com

Fabricante: Sirona Dental Systems GmbH - Fabrikstrasse 31, D - 64625 Bensheim - Alemanha -
Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. Rua Senador
Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, Unidade 63 CD02, Distrito Industrial, São José, Santa Catarina CEP:
88.104-785 Brasil - CNPJ 12.483.930/0001-22 - Indústria Brasileira - www.dentsplysirona.com.br -
SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil) / (11) 3046-2222

Soluções

Prevenção
Restauração
Ortodontia
Endodontia
Implantes
Próteses

Tecnologias

CAD/CAM
Imagem
Consultórios
Instrumentos