



AH Plus® Bioceramic Sealer

Preparar, APLICAR, Pronto!


#EndoPassion

 Dentsply
Sirona

AH Plus® Bioceramic Sealer

Quais são os nossos diferenciais?

A bioatividade dos cimentos biocerâmicos é importante, mas você precisa de mais para garantir uma vedação estável. O selamento apical só é concluído após a presa do cimento. Por isso, AH Plus® Bioceramic Sealer se diferencia dos demais, graças ao rápido tempo de presa, além de ser mais radiopaco em comparação com os atuais líderes de mercado e possuir alta resistência à lavagem.




1. dados de estudos e pesquisas internas, comparação com EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.



1

Presas rápida



2

Estabilidade dimensional

Baixa solubilidade de 0,11% com alta resistência à lavagem para selamento do canal radicular de forma estável e longa duração.



1. dados em arquivo. Os mesmos resultados de solubilidade para EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

3

Seguro e Biocompatível

Induz a cicatrização tecidual e não estimula tecido periodontal, mesmo quando houver contato.²

4

Melhor radiopacidade

25% mais radiopaco que o EndoSequence® BC Sealer™ e TotalFill® BC Sealer™.²



2. dados em arquivo.

5

Estética aprimorada

Nosso selante não pigmenta o dente, pois é livre de Óxido de Bismuto, o que permite um sorriso confiante.³

6

Retratabilidade

Removível mesmo após preparo com lima manual ou lima NiTi.

3. formulação do produto


Defina seu novo padrão

AH Plus® Bioceramic Sealer

1

Biocompatível

Fornecendo um ambiente ideal para formação de hidroxiapatita, abrindo caminho para o processo de autocura do corpo.¹



2

Livre de lacunas

Nosso cimento produz uma ampla gama de cristais de hidroxiapatita dentro dos túbulos dentinários. Sendo lipofílico e hidrofílico, possibilitando um selamento livre de lacunas com a parede do canal e a Guta Percha, simultaneamente. Não há necessidade de pontas de Guta Percha tratadas na superfície.¹

3

Resistene à lavagem

Graças à sua baixa solubilidade e baixa espessura de filme, nosso cimento permite o selamento do canal de forma estável.



2. dados em arquivo. Os mesmos resultados de espessura de filme para EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer. 3. dados em arquivo. Os mesmos resultados de solubilidade para EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.


4

Conveniência

Conveniência entregue em uma seringa pré misturada com cânula de calibre 24, que permite aplicação direta no interior do canal radicular.¹

Tecnologia Conform Fit®


100% de adaptação⁴



Faixa de adaptação e ajuste com Guta Percha Conform Fit®

VS

21% de adaptação⁵ quando utilizadas Gutas de outras marcas



Faixa de adaptação e ajuste com Guta Percha de outras marcas.

1. dados de estudos e pesquisas internas. 4. em 28 cavidades do molde 5. 28 cones aleatórios.


Sua obturação Triple lock

Somente as soluções de tratamento DS podem oferecer a você um Triple Lock™ exclusivo:

(1) Garanta um preparo ideal para o seu fluxo de trabalho. (2) Obtenha uma adaptação incomparável com as pontas de Guta Percha Conform Fit®, que combinam com as formas dos preparos criados pelos instrumentos da solução.¹ (3) Finalmente, obtenha um selamento livre de lacunas da guta-percha às paredes do canal com o AH Plus® Bioceramic Sealer.¹

Cimento Biocerâmico

O AH Plus® Bioceramic Sealer toma presa rapidamente, o passo final para induzir a cicatrização dos tecidos.¹



Preparo Preciso

Cada dente é diferente: cada clínico possui suas preferências. As Limas e Guta Perchas das nossas soluções, garantem preparo ideal no seu fluxo de trabalho.

Tecnologia Conform Fit®

Menos desperdício e economia de tempo, graças à adaptação já no primeiro cone.¹

Descubra qual solução de tratamento DS combina melhor com seu caso clínico

ProTaper Ultimate™

WaveOne® Gold

TruAnatomy®

AH Plus® Bioceramic Sealer



AH Plus Bioceramico Starter Kit	21331050000	Cannula Refill	21331060000
---------------------------------	-------------	----------------	-------------

Guta Percha ProTaper Ultimate™ Conform Fit®

Caixa com 60 pontas

F1	21332060001
F2	21332060002
F3	21332060003
FX	21332060005
FXL	21332060006
SORTIDO	
F1-F3 12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	21332060004

Guta Percha WaveOne® Gold Conform Fit®

Caixa com 60 pontas

Small	21332040010
Primary	21332030010
Medium	21332020010
Large	21332010010
SORTIDO	
	21332050000

Guta Percha TruNatomy® Conform Fit®

Caixa com 60 pontas

Small	21330150001
Prime	21330150002
Medium	21330150003
SORTIDO	
	21330150004

Importado por: Sirona Dental Com. Prod. e Sist. Odont. LTDA
 Rua Senador Carlos Gomes De Oliveira, 863, Unid.63, CD.02 - São José/SC - Brasil
 CEP 88104-785 - CNPJ 12.483.930/0001-22
 SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046-2222 | www.dentsplysirona.com.br
 Responsável Técnico: João Gilberto Zanuzzo - CRF/SC 8326

Guta Percha
Dentsply Tulsa Dental Specialties
 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604

ANVISA N°: 80745409005 (ProTaper Ultimate™ Conform Fit™ Gutta-Percha | Gutta-Percha), 80196880343 (WaveOne® Gold Conform Fit Gutta-Percha); 80196880442 (TruNatomy® Conform Fit™ Gutta-Percha)

Cimento AH Plus® Biocerâmico
Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311

ANVISA N°: 80745409009 (Selante AH Plus® Biocerâmico)

