

Apresentação Comercial

AH Plus Jet® starter kit:

- 1 Seringa dupla de auto mistura preenchida com 15g AH Plus
- 20 pontas misturadoras com aplicador intraoral
- 1 bloco de mistura
- 1 Guia step by step
- 1 Bandeja organizadora

21330600000



AH Plus JET Syringe Refill:

- 2 Seringas duplas de auto mistura com 15g AH Plus cada

21330800000



Pontas aplicadoras intraoral AH Plus JET:

- 40 Pontas aplicadoras intraoral

606.20.116



Confiável

Com mais de 1 milhão de pacientes atendidos, AH Plus representa o **PADRÃO-OURO** na prática clínica e o produto de referência comparado a outros tipos de **cimentos** endodônticos em estudos laboratoriais e pesquisas clínicas.¹⁻⁸



Para mais informações acesse www.dentsplysirona.com.br

endo.ds.brasil Dentsply Sirona Endodontics Brasil

© Dentsply Sirona Inc.

Dentsply DeTrey GmbH - De-Trey-Str. 1 - 78467 Konstanz - Germany
Importado por: Dentsply Indústria e Comércio Ltda. - R. José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412
Pirassununga - SP, Brasil - CNPJ. 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - SAC 0800-771-2226 /
(11) 3046-2222 (Brasil) - www.dentsplysirona.com.br - Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi
CRQ/SP 04208396 - ANVISA N°: 10186370111 (Selante AH Plus / Selante Para Canal Radicular)

Modo de preparo, condições de armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso.

Dentsply Sirona

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply Sirona

WE
KNOW
ENDO.

AH Plus®

O Padrão Ouro em cimentação endodôntica




Como atingir um selamento endodôntico superior

* AH Plus® é o cimento endodôntico mais pesquisado no mundo.


Requisitos mais importantes de um **cimento** endodôntico: Prova de que AH Plus® fornece vedação superior

Vedação superior

Baixa contração¹



Baixa infiltração



Al-Khatir N, Kunzelmann K-H, Hickel R. Vazamento apical de novos cimentos endodônticos. J. Dent. Res. 74 (3), 1995, 945, Abstract #273

Biocompatível

Radiopacidade superior

"Em geral, os **cimentos** à base de resina epóxi não causam irritação para os tecidos periapicais."

"Uma vez **polimerizadas**, as resinas epóxi podem ser consideradas como biologicamente inerte."*


Antimicrobiano

"AH Plus® exibe propriedades antimicrobianas moderadas e, portanto, tem o potencial de **reduzir significativamente a carga de germes no canal.**"**

* Rödig T, Attin T, Hülsmann M: O cimento de canal radicular AH 26®, AH Plus® e RoekoSeal - uma revisão da literatura. Endodontie 2005; 14/2: 153-176 (alemão)

Atividade antibacteriana do cimento antes de tomar presa


Atividade antibacteriana de cimentos endodônticos por teste de contato contra Enterococcus faecalis



Taxa de sobrevivência de E. faecalis após contato direto por 2, 5, 20 e 60 minutos com **selante fresco**.

Radiopacidade

Radiopacidade superior¹




¹ Dados em arquivo.
² Não é uma marca registrada Dentsply Sirona, Inc.
Thermaseal e Thermaseal Ribbon são baseados na mesma tecnologia do AH Plus.

Vantagens e Benefícios

Comprovado

AH Plus tem uma longa jornada comprovada e bem documentada.



Seguro

AH Plus: tempo de trabalho ideal 8h.

Vs. cimentos biocerâmicos:
tempo total reportado de presa em até 168h*.

O tempo de endurecimento prolongado pode resultar em irritação do tecido e sensibilidade pós-operatória e a maioria dos cimentos endodônticos produzem algum grau de toxicidade até tomar presa completamente.

*International Journal of Biomaterials, Volume 2016 (2016), artigo ID 9753210

Afaf Al-Haddad and Zeti A. Che Ab Aziz Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia received 27 November 2015; Accepted 6 April 2016 Academic Editor: Traian V. Chirila <https://www.hindawi.com/journals/ijbm/2016/9753210/>



AH Plus Jet®

EFICIENTE, SIMPLES E SEGURO

- Seringa com equilíbrio de mistura em ambas pastas
- Sem necessidade de mistura manual
- Aplicação direta
- Desperdício reduzido
- Ajustável as condições anatômicas
- Pontas descartáveis
- Aplicação fácil e limpa

