

Sugestão de equipamento adequado a cada prática clínica.

O equipamento ideal para cada perfil profissional.


Desenvolvidos para o trabalho conjunto:

Para um tratamento endodôntico em movimento reciprocante, a VDW recomenda a utilização de

- Limas RECIPROC®
- Limas RECIPROC® blue
- Limas R-PILOT™

em combinação com os Motores VDW

- VDW.GOLD®RECIPROC®
- VDW.SILVER®RECIPROC®
- RECIPROC® direct



Argumentação convincente.

Equipamentos de alta qualidade para endodontia.

Público-alvo



Razões para adquirir este equipamento



Usuários manuais

Usuários Giromatic, Mtwo® ou usuários de outros contra-ângulos endodônticos que desejam trabalhar com RECIPROC®

Iniciantes, colaboradores e assistentes que trabalham em meio período e não desejam investir em novos equipamentos, mas desejam trabalhar de forma eficaz e inovadora

Consultórios grandes com várias salas de tratamento

Clínicas universitárias

Todos que desejam economizar custos e trabalhar com o sistema RECIPROC® sem comprar um novo equipamento

Fácil introdução ao preparo recíprocante

Possibilidade de introdução ao preparo recíprocante sem necessidade de mudar o modo de trabalhar

- Baixo investimento financeiro, já que dispensa a aquisição de um motor separado
- Contra-ângulo pode ser acoplado à unidade dentária existente

Dispensa investimento para um motor completo em cada sala de tratamento, flexibilidade para realizar um tratamento endodôntico com mais facilidade e segurança

- Baixo investimento
- Introdução fácil e rápida ao tratamento endodôntico mecanizado mais inovador

Cada unidade dentária pode ser convertida em unidade endo

Especialistas em endodontia que gostam de produtos independentes

Consultórios odontológicos que já possuem um equipamento separado para localização e determinação de comprimento de canal radicular

Clínicos que gostam de trabalhar com um pedal de controle (em vez de trabalhar sem fio)

- Motor endodôntico sem localizador apical integrado, podendo trabalhar em movimento rotatório ou movimento recíprocante
- Customização: sistemas individuais podem ser programados de acordo com a preferência

É necessário um bom motor endo, sem funções ou dispositivos adicionais

Motor endo com pedal de controle

Iniciantes e usuários altamente exigentes

Clínicos que gostam de trabalhar com produtos multifuncionais

Clínicos que trabalham com movimentação recíprocante e que desejam trabalhar com outros sistemas de limas de vez em quando

Clínicos com grande afinidade com endo

Universidades que ensinam as técnicas rotatória e recíprocante

- Possibilidade de preparo com técnica recíprocante ou rotatória
- Alta segurança e risco mínimo sobre instrumentação/extrusão do tecido infectado graças à função Auto-Apex-Stop/Auto-Stop-Reverse

Dispositivo compacto autônomo graças à determinação integrada do comprimento do canal radicular

Alta flexibilidade na escolha de instrumentos

- Visor adaptável para os sistemas de limas preferidos, dependendo dos diferentes tratamentos e indicações endo
- Número elevado de rotações (por exemplo, GATES)
- Sistemas individuais podem ser programados no motor, conforme preferência

Produto multifuncional com extensa biblioteca de limas, que pode ser facilmente integrado ao ciclo universitário



RECIPROC® direct



VDW.SILVER® RECIPROC®



VDW.GOLD® RECIPROC®

Para todos os sistemas de acionamento, a VDW oferece um pacote de serviço completo com resposta competente para consultas e reparos.

Importado por Dentsply Indústria e Comércio LTDA. Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial - Pirassununga/SP. CEP 13633-412 - CNPJ 31.116.239/0001-55. Central de Relacionamento: 0800 771 2226 | 11 3046-2222. Indústria Brasileira. Responsável técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ/SP N° 04208396. Registro ANVISA: N° 10186370197 (Família de motores VDW – Motor Odontológico).

Manufacturer

VDW GmbH. Bayerwaldstr. 15 - D-81737 Munique, Alemanha. www.vdw-dental.com