

Limas Níquel titânio Maillefer



QUANDO INDICAR ↓ PERFIL ↓ PROBLEMA/DESEJO	WaveOne® Gold	ProTaper Gold®	ProTaper Next®	TruNatomy™
INDICAÇÃO	Instrumento Reciprocante WaveOne Gold	Instrumento rotatório Protaper Gold	Instrumento rotatório Protaper Next	Instrumento rotatório TruNatomy
FOTO DO PRODUTO				
MOVIMENTO	Reciprocante	Rotatório Convencional	Rotatório Convencional	Rotatório Convencional
ARGUMENTO ECONÔMICO	1 lima para a maioria dos casos	- Design do instrumento sem alteração (PTU = PTG) - Mesma sequência clínica - Mesmo preço - MAIS flexibilidade - MAIS resistência a fratura	Sequência básica reduzida (2-3 limas). A maioria dos casos podem ser tratados com 2 instrumentos (X1-X2).	Sequência básica com 3 instrumentos e tamanhos adicionais para as etapas de ACESSO, GLIDE PATH e PREPARO do canal radicular, além dos cones de Ponta de Papel e Guta percha desenvolvidos para adaptação perfeita ao formato criado pelos instrumentos. Os instrumentos podem ser reutilizados conforme orientação da bula.
ARGUMENTO CLÍNICO	Somente 1 instrumento para a maioria dos canais, mesmo em casos mais complexos, graças ao tratamento térmico GOLD, que lhe confere maior flexibilidade.	Marca consagrada e mais vendida no mundo, agora com mais flexibilidade. Sistema completo com até 8 instrumentos, apresentando conicidades variadas. Preparo cervical e médio com SX (opcional), S1 e S2 e preparo apical com F1, F3 e F5 (até F5, caso necessário). Sequência básica de 4 instrumentos (S1 à F2).	Sequência clínica reduzida, inspirada na filosofia da Protaper Universal. Com Protaper Next, é possível tratar casos mais complexos e de curvaturas acentuadas, graças a seu tratamento térmico M-Wire, além da sua secção transversal descentralizada que favorece a remoção de debris.	Sistema completo de tratamento endodôntico focado na preservação da estrutura dentinária: da instrumentação à obturação. Abrange as etapas de pré-alargamento e instrumentação, com conicidades regressivas, proporcionando um preparo mais conservador. Os instrumentos possuem tratamento térmico exclusivo, que lhe confere maior flexibilidade e preparo fluído. Agulha de irrigação, Pontas de Papel e Guta Percha completam a família, oferecendo simplicidade e eficiência para o profissional.
CONICIDADES	Conicidades variadas no mesmo instrumento Small 020/.07 Primary 025/.07 Medium 035/.06 Large 045/.05	Conicidades variadas no mesmo instrumento S1 018 2% S2 020 4% ProTaper Gold® Finishing Files F1 020 7% F2 025 8% F3 030 9% F4 040 6% F5 050 5% ProTaper Gold® SX (Accessory File) SX 019 4%	Conicidades variadas no mesmo instrumento X1 017 - 4% X2 025 - 6% X3 030 - 7% X4 040 - 6% X5 050 - 6%	Conicidades variadas no mesmo instrumento Orifice Modifier (opcional) 17. 02v Glider 20. 04v Small 26. 04v Prime 36. 03v Medium
BENEFÍCIOS	• Segurança: maior flexibilidade, eficiência de corte e resistência. Graças ao design diferenciado e tratamento térmico Gold exclusivo • Simplicidade: redução do tempo de trabalho • Técnica de fácil aprendizado • Motor XS Plus já vem com o sistema cadastrado, não sendo necessário configurá-lo	• Flexibilidade aumentada +24% que Protaper Universal, graças ao tratamento térmico Gold • 2,6 x mais resistente à fadiga cíclica • Sequência fácil e intuitiva • Técnica padrão Ouro e amplamente comprovada cientificamente	• Limpeza eficiente, mesmo nos casos mais complexos • Flexibilidade, graças ao tratamento térmico M-Wire • Redução do tempo de trabalho, devido a sequência reduzida • Preservação da anatomia original do canal	• Respeito a anatomia do canal • Maior preservação e integridade da dentina • Conicidade variada e conservadora • Progressão suave durante a progressão do instrumento dentro do canal • Segurança ao paciente