

M 2

(L5)29,2 (L6)9 (L7)31,3 (L8)7,9



Posterioriores, Superiores e Inferiores
Upper and Lower posteriors



M 3

(L5)29 (L6)8,9 (L7)31,1 (L8)8,0



M 4

(L5)30,3 (L6)9,5 (L7)33,4 (L8)9,1



M 5

(L5)30,7 (L6)9,2 (L7)33,4 (L8)8,5



M 6

(L5)33,2 (L6)9,9 (L7)35,4 (L8)9,3



TRILUX

DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufa e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Composição: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos - Cerâmica Organicamente Modificada.
Armazenagem: Armazenar em local seco, ao abrigo da luz solar.
Embalagem: 8 placas anteriores ou 5 placas posteriores.

[ENG] SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESES
Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection. For an optimized bonding to the denture base resin, grind the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.

Composition: Polymethylmethacrylate - Dimethacrylate - Fluorescent - Pigments - Organically Modified
Ceramic. Storage: Store in dry place, away from sunlight.
Packing Units: 8 anterior sets or 5 posterior sets.


[SPA] DIENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESIS DENTALES
Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, tanto como para protección individual. Para mejorar la adhesión de los dientes a la base de la prótesis se debe eliminar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Después de aislar la mufa y antes de aplicar la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato.

Composição: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos - Cerâmica Organicamente Modificada. **Armazenamento:** Almacenar en un lugar seco, alejado de la luz solar.
Empaque: 8 placas anteriores o 5 placas posteriores.



BENEFÍCIOS

- Aspecto natural;
- Aparência realista;
- Maior simetria a detalhes;
- Compatibilidade com diversas etnias e faixas etárias;
- Melhor ajuste anatômico;
- Melhor oclusão;
- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência a base;
- Mantém as cores naturais;
- Não agride a mucosa;
- Diminui o risco de rejeição.



TRILUX, o primeiro dente com insumos para melhorar a resistência à abrasão, sorção de água e solubilidade em água.

[ENG] TRILUX, the first artificial tooth with improve wear resistance, water sorption ond solubility in water.

[SPA] TRILUX, el primer diente fabricado con materiales para mejorar la resistencia a la abrasión, absorción de agua y solubilidad en agua.

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48
CEP 13.633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: + 55 (11) 3046 2222 - SAC: 0800 7712226
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73

Indústria Brasileira - Made in Brazil - Hecho en Brasil
Responsável Técnico: Desiree M. Cortez - CRF-SP-41566
ANVISA Nº 10216040027 (Dentes Artificiais)

TRILUX

DENTURE TEETH

Catálogo de Formas
Mould Chart
Carta de Formas

Photos: edomilura

1100-PIR-PKG-VP-DE-DV 0018_17646_Rev00



