



1100-ARTECCO0812 rev 01 - Lâmina inEos X5

inEos X5

Um scanner - muitas opções

inEos X5 permite o escaneamento de quase todas as indicações e é especialista em tarefas de digitalização no laboratório. O scanner aberto combina a utilização simples com estratégias de escaneamento específicas para cada objeto - para liberdade total das aplicações.

- Para trabalhos longos de implantes, até mesmo no nível do implante.
- Fluxo de trabalho especial para escaneamento de próteses digitais.
- Escaneamento de impressão para as moldeiras de impressão mais comuns, incluindo moldeira tripla.
- Conexão STL flexível com outros softwares CAD.

A precisão para "Ponte" foi demonstrada a 2,1 Qm, enquanto que a precisão para "Inlay" foi verificada a 1,3 Qm 3 0,4 Qm
[dentsplysirona/inLab](https://www.dentsplysirona.com/inLab)

Dentsply Sirona Brasil

Edifício HD873 - R. Henri Dunant, 873 - Conjunto 101 - Chácara Santo Antônio
(Zona Sul), São Paulo - SP, 04709-110
<https://www.dentsplysirona.com/pt-br>

🏢 Sirona Dental Systems GmbH - Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemanha. Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 863 - Unidade 63 CD 02, Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José/SC - CNPJ 12.483.930/0001-22 - [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com) - SAC: 0800 771 2226 | 11 3046-2222. Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo - CRF-SC: 8326. Ineos X5 - produto isento de registro.

