



MAILLEFER

Agulha de irrigação

Tecnologia avançada projetada para melhorar a desinfeccção.

dentsplysirona.com

MAILLEFER

Agulha de irrigação

Tecnologia avançada projetada para melhorar a desinfecção.

A irrigação é um passo crucial no tratamento do canal radicular. Independentemente do sistema de limas utilizado, até 35% das paredes do canal permanecem intocadas pelos instrumentos após o preparo. Por isso, a remoção da camada smear, a remoção do biofilme e a desinfecção do canal radicular antes das obturações são fundamentais para o sucesso do tratamento endodôntico.

E se você pudesse fazer uma grande melhoria em irrigação com uma pequena mudança em seu fluxo de trabalho?

A agulha de irrigação Dentsply Sirona foi projetada para complementar seu procedimento endodôntico para uma limpeza e desinfecção eficientes até o topo.

Polímero macio e flexível para seguir com facilidade a anatomia do canal radicular.

Conexão Luer Lock

Ponta fechada calibre 30

Design de ventilação lateral



Afunilamento de 4% para combinar com a forma do

Indicações de profundidade visíveis

22

20

19

18

60° de angulação





27 mm de comprimento

- + **Volume de irrigação balanceado** que mira nas paredes dentinárias
- + Projetado para seguir a forma natural do canal **para uma limpeza eficiente até o topo**
- + **Eliminação maximizada** de detritos, smear layer e biofilm
- + **Atraumático** para tecidos duros



“Com a modelagem rápida de hoje, a irrigação se torna cada vez mais importante. A agulha de irrigação cônica de polipropileno exclusiva da Dentsply Sirona foi criada com aberturas de dupla face que permitem a **entrega segura de soluções de irrigação** na área apical de canais curvos”

Dr. Marc Habib, Líbano



“A irrigação está melhor que nunca! A agulha de irrigação de polipropileno **macio e flexível** segue a anatomia do canal sem esforço até a área apical e realiza o desbridamento seguro. A agulha torna a irrigação **simples, eficaz e ainda mais bem-sucedida**”

Dr. Krishna Vyas, Índia

Agulha de irrigação



Para ser usado junto com:

TruNatomy®

ProTaper Gold®

WaveOne® Gold



Referências do produto

AGULHA DE IRRIGAÇÃO

B NS DSIN D22 30G Box of 40 pieces

B NS DSIN 522 30G Box of 5 pieces

Irrigation Needle 30 Gauge



Agulha de irrigação:
Produits Dentaires
SA Rue des Bosquets
18 1800 Vevey
Switzerland
pd-dental.com



PD Dental EU
74200 Thonon-les-Bains
France

Agulha de irrigação e EndoActivator distribuído por: Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3
1338 Ballaigues
Suíça

